



Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.

FICHA TÉCNICA

CORREAS CONVEEN



Coloplast

CORREAS VELCROBAND CONVEEN

Correas para Bolsas de Pierna



- **Descripción**

Correas para sujetar la bolsa recolectora de orina Conveen a la pierna o al muslo y camuflarla debajo de la ropa.

- **Composición del Producto**

Gancho velcro: Polipropileno 100 %. Correa: algodón 90 %, rayón 10%

- **Características y Acciones del Producto**

El cinturón es elástico gracias a su composición de algodón y rayón (90 % y 10% respectivamente)

Fácil de usar

La longitud del cinturón se regula fácilmente

Pueden soportar una temperatura de hasta 90 °C durante el lavado

Las correas se adaptan a las bolsas de pierna Conveen y se conectan de forma sencilla y segura a través de los botones.

- **Indicaciones**

Para el uso de las bolsas de pierna Conveen.

 Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.	FICHA TÉCNICA CORREAS CONVEEN	
--	--	---

- **Instrucciones de Uso**

1. Adaptar los botones de la correa en los ojales dispuestos en la parte inferior y superior de las bolsas de piernas
2. Fijar la bolsa de pierna ajustando las correas y sellándolas con el gancho del velcro

- **Presentaciones**

- Referencia 50501: 1 par de correas
- 10 pares de correas en cada caja

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: Tecnologías Médicas Colombia S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2007DM-0000593 R1 vigente hasta 14/12/26
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 1 año