

FICHA TÉCNICA. TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMÍA

| Código – Referencia | | |
|---------------------|------------|--|
| *S-GRT-20 | | |
| Edición | 1 | |
| Fecha | 2021-12-13 | |

| lmagen | |
|---------------------------|--|
| Nombre | TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA DE 20 FR, |
| Marca | SHAILI ENDOSCOPY |
| País de Fabricación | INDIA |
| Registro INVIMA | 2014DM-0011745 |
| Descripción | Se utiliza para el recambio de gastrostomía percutánea, paraproporcionar nutrición externa al paciente que requiere apoyonutricional |
| Materiales de Composición | Silicona, |
| Características | *S-GRT-20 |
| | Empaque estéril sellado. 1. tubo de Reemplazo de silicona 20 Fr. 1. 12 ml. Jeringa con aguja. 1 manual de instrucciones. |

X

Reusable

Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un ligar limpio y

seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso



Presentación

Tipo de Dispositivo

Almacenamiento

Sede principal: Bogotá D.C. –Colombia Carrera 80C No 25F-34– Barrio ModeliaTeléfonos: 601 7678888 Mail: yentas@biosimtec.com.co

Descartable

Medellín- Antioquia —Colombia Transversal 39 b No. 39 — 159 Oficina 507 Teléfonos: + 57 4 -5806644 — 317 370 64 25 Mail: direccionmedellin@biosimtec.com.co

Clasificación



| | de objetos que afecten su integridad y su esterilidad. |
|-------------------------|--|
| Presentación | Individual. Unidad de empaque |
| | Alternativamente, los tubos de gastrostomía puedencolocarse con la ayuda de un endoscopio, por la estomaverificando la medida de ubicación del balón luego conlajeringa que trae se infla, de baja el anillo de sujeciónparalogra un ajuste en la pared abdominal, luego se verificalapermeabilidad del la sonda |
| Instrucciones de Uso | |
| Precauciones | Se recomienda el uso sólo por personal calificado. |
| Observaciones | Ninguna |



Sede principal: Bogotá D.C. —Colombia Carrera 80C No 25F-34— Barrio ModeliaTeléfonos: 601 7678888 Mail: ventas@biosimtec.com.co Medellín- Antioquia –Colombia Transversal 39 b No. 39 – 159 Oficina 507 Teléfonos: + 57 4 -5806644 – 317 370 64 25 Mail: direccionmedellin@biosimtec.com.co