

## FICHA TÉCNICA. TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMÍA

Código – Referencia		
*S-GRT-24		
Edición	1	
Fecha	2021-12-13	

	Fecha 2021-12-13	
lmagen		
Nombre	TUBO DE REEMPLAZO PARA GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA DE 24 FR,	
Marca	SHAILI ENDOSCOPY	
País de Fabricación	INDIA	
Registro INVIMA	2014DM-0011745	
Descripción	Se utiliza para el recambio de GASTROSTOMÍA percutánea, para proporcionar nutrición externa al paciente que requiere apoyo nutricional	
Materiales de Composición	Silicona,	
Características	*S-GRT-24	
	Empaque estéril sellado.  1. tubo de Reemplazo de silicona 24 Fr.  1. 12 ml. Jeringa con aguja.  1 manual de instrucciones.	
Presentación		
Tipo de Dispositivo	Descartable X Reusable Clasificación IIa	
Almacenamiento	Debe almacenarse a temperatura ambiente, en un ligar limpio y seco, no debe almacenarse a luz directa del sol, ni compromiso	



Sede principal: Bogotá D.C. —Colombia Carrera 80C No 25F-34— Barrio ModeliaTeléfonos: 601 7678888 Mail: ventas@biosimtec.com.co Medellín- Antioquia –Colombia Transversal 39 b No. 39 – 159 Oficina 507 Teléfonos: +57 4 -5806644 – 317 370 64 25 Mail: direccionmedellin@biosimtec.com.co



	de objetos que afecten su integridad y su esterilidad.
Presentación	Individual. Unidad de empaque
Instrucciones de	1. Alternativamente, los tubos de GASTROSTOMÍA pueden colocarse con la ayuda de un endoscopio, por la estoma verificando la medida de ubicación del balón luego con la jeringa que trae se infla, de baja el anillo de sujeción para lograr un ajuste en la pared abdominal, luego se verifica la permeabilidad del la sonda
Uso Uso	
Precauciones	Se recomienda el uso sólo por personal calificado.
Observaciones	Ninguna



Sede principal: Bogotá D.C. —Colombia Carrera 80C No 25F-34— Barrio ModeliaTeléfonos: 601 7678888 Mail: ventas@biosimtec.com.co Medellín- Antioquia –Colombia Transversal 39 b No. 39 – 159 Oficina 507 Teléfonos: + 57 4 -5806644 – 317 370 64 25 Mail: direccionmedellin@biosimtec.com.co