

CATÁLOGO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA



AGS MEDTECH
ENDOSCOPY



BIOSIMTEC
2022

ÍNDICE

Procedimientos Biliares y Pancreáticos

Papilótomos.
Guías Hidrofílicas
Balones de extracción de Cálculos
Canastillas

Cuerpos Extraños

Pinza de Extracción de Cuerpos Extraños

Biopsia

Pinzas de Biopsia

Polipectomía

Asas de Polipectomía

Hemostasia

Inyectores
Hemoclips
Ligadores de Várices Esofágicas

Dissección Endoscópica de la Submucosa

Bisturí diatérmico

Retiro de Balón Intragástrico

Dispositivo de deflación
Dispositivo de retiro

ÍNDICE

Gastrostomía Endoscópica Percutánea

Kit Gastrostomía Endoscópica Percutánea - PEG

Tubo de reemplazo PEG

Limpieza y Desinfección

Cepillos de Limpieza Reusables

Irrigadores de canal

Contenedores de Agua

Válvulas.

Equipos Complementarios

Bomba de Agua

Bomba de CO2

PROCEDIMIENTOS BILIARES Y PANCREÁTICOS

CATÁLOGO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

PAPILÓTOMO

Papilótomo - Esfinterótomo de Arco (Triple lumen)



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Longitud de la Punta mm	Diámetro Externo Punta mm	Longitud del alambre de corte mm	Revestimiento de protección del cable de corte
AG-5096-0525	1800	2,8	0,5	1,6	25	SI
AG-5096-0530	1800	2,8	0,5	1,6	30	SI
AG-5098-0525*	1800	3,7	0,5	1,6	25	SI
AG-5098-0530	1800	3,7	0,5	1,6	30	SI

* Producto Recomendado

Papilótomo - Esfinterótomo Precorte (Triple lumen)



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Longitud de la Punta mm	Diámetro Externo Punta mm	Longitud del alambre de corte mm	Revestimiento de protección del cable de corte
AG-5099-05	1800	2,8	N/A	1,6	5	NO

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

GUÍA HIDROFÍLICA

Alambre Guía



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Diámetro Pulgadas	Característica de la Punta	Punta
AG-5041-2545	4500	0,025	Estándar Recta	Redonda
AG-5041-3545*	4500	0,035	Estándar Recta	Redonda
AG-5042-2545	4500	0,025	Estándar Angulada	Redonda
AG-5042-3545	4500	0,035	Estándar Angulada	Redonda

* Producto Recomendado

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

CATÉTER CON BALÓN

Balón de Extracción de Cálculos (Triple lumen)





Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Diámetro externo del catéter mm	Diámetro del balón mm	Sistema de intercambio rápido
AG-5051-85-12-15	2000	3,7	2,4	10-12-15	NO
AG-5051-13-15-18	2000	3,7	2,4	13-15-18	NO
AG-5053-85-12-15	2000	3,7	2,4	10-12-15	SI
AG-5053-13-15-18*	2000	3,7	2,4	13-15-18	SI

* Producto Recomendado

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

CANASTILLAS

Cestas para la Extracción de Cálculos (Doble lumen)



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Tamaño de la Canasta L x A mm	Diámetro externo del catéter	Material de la Cesta
AG-5062-N2528G	1950	3,7	25 x 50	3,2	Nitinol
AG-5062-N3028G*	1950	3,7	30 x 60	3,2	Nitinol
AG-5063-S2528G	1950	3,7	25 x 50	3,2	Acero Inoxidable
AG-5063-S3028G*	1950	3,7	30 x 60	3,2	Acero Inoxidable

* Producto Recomendado

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

PINZA PARA CUERPOS EXTRAÑOS

Pinza de Extracción de Cuerpos Extraños



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Diámetro externo de las copas mm	Forma de la mandíbula	Apertura mm	Rotable	Recubierto
AG-5033-2323	2300	2,8	2,3	Diente de Ratón	8,3	SI	SI

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

TOMA DE BIOPSIA

**CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**

PINZAS DE BIOPSIA

Pinza Ovalada para toma de muestras



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Diámetro externo de las copas mm	Apertura de la Copa mm	Tipo de Copa	Copa Basculante	Estilete
AG-50113-1816	1600	2,0	2,3	6,5	Lisa	SI	NO
AG-50115-1816	1600	2,0	2,3	6,5	Cocodrilo	SI	NO
AG-50113-2316	1600	2,8	2,3	6,5	Lisa	SI	NO
AG-50115-2316	1600	2,8	2,3	6,5	Cocodrilo	SI	NO
AG-50113-2323	2300	2,8	2,3	6,5	Lisa	SI	NO
AG-50115-2323	2300	2,8	2,3	6,5	Cocodrilo	SI	NO

Capacidad de las copas 5,9 mm³.
Todas las pinzas de biopsia permiten la rotación.

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

TOMA DE BIOPSIA

PINZAS DE BIOPSIA CALIENTE

Pinza de Biopsia Ovalada para toma de muestras



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Mínimo Canal de trabajo mm	Apertura de la Copa mm	Tipo de Copa
S-BF-H-17	1700	2,8	7,0	Lisa
S-BF-H-21	2100	2,8	7,0	Lisa

Pinza de Biopsia recubierta y rotable.

TOMA DE BIOPSIA

HEMOSTASIA

**CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**

INYECTORES

Agujas para Escleroterapia



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Diámetro Externo de la Vaina mm	Gauss de la Aguja	Longitud de la Aguja mm
AG-5081-2423-2104	2300	2,4	21	4
AG-5081-2423-2106	2300	2,4	21	6
AG-5082-2423-2304*	2300	2,4	23	4
AG-5082-2423-2306	2300	2,4	23	6

* Producto Recomendado

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

HEMOCLIPS

Clips Hemostáticos



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Diámetro externo del Clip mm	Máxima apertura del Clip mm	Ángulo de la Punta	Extraible	Recubierto
AG-5104-2300-090	2300	2,8	2,6	11	090	SI	SI
AG-5104-2300-135	2300	2,8	2,6	11	135	SI	SI
AG-51044-2300-090-16	2300	2,8	2,6	16	090	SI	SI
AG-51044-2300-135-16	2300	2,8	2,6	16	135	SI	SI
AG-51043-2300-090-16	2300	2,8	2,6	16	090	NO	NO
AG-51043-2300-135-16	2300	2,8	2,6	16	135	NO	NO

Todas las referencias de Hemoclips son Rotables y Reposicionable

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

LIGADOR MULTI-BANDAS

KIT Ligador de várices esofágicas



El ligador de Várices requiere un diámetro de endoscopio de 9,5 a 11,2 mm Compatible con Olympus, Fujinon, Pentax, Storz, SonoScape.

EL KIT LIGADOR DE VÁRICES CONTIENE:

Aplicador x 1 unidad, barril cargado con 6 bandas
Barril cargado con 7 x Bandas
Gancho de plástico atraumático con Tubo X 1pc.,
Aguja de lavado de punta roma x 1 ud.
Segunda banda con diferente color.

EL BARRIL DE REEMPLAZO CONTIENE:

Barril cargado con 7 x Bandas,
Gancho de plástico atraumático con tubo X1pc.



Referencia	Nombre del Producto	Longitud del del Hilo	Observaciones
SBLS-6-O	KIT LIGADOR MULTIBANDAS	155 cm	Para endoscopios Olympus y Pentax
SBLS-6-F	KIT LIGADOR MULTIBANDAS	175 cm	Para endoscopios Fujinon
SBL-6-O	BARRIL MULTIBANDAS	155 cm	Para endoscopios Olympus y Pentax
SBL-F-O	BARRIL MULTIBANDAS	175 cm	Para endoscopios Fujinon

POLIPECTOMÍA

**CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**

ASA DE POLIPECTOMÍA

Asa de Polipectomía Caliente



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Diámetro externo de las Vaina mm	Ancho del Asa mm	Forma del Asa	Diámetro del alambre mm	Tipo
AG-5072-241523	2300	2,8	2,4	15	Ovalada	0,3	Híbrido
AG-5074-242523	2300	2,8	2,4	25	Ovalada	0,43	Caliente

Todas las asas de polipectomía son rotables

Asa de Polipectomía Fría



Referencia	Longitud de Trabajo mm	Canal de Trabajo mm	Diámetro externo de las Vaina mm	Ancho del Asa mm	Forma del Asa	Diámetro del alambre mm	Tipo
AG-5335-241023	2300	2,8	2,4	10	Oval	0,24	Frío

Todas las asas de polipectomía son rotables

CANASTILLA ATRAPA PÓLIPOS

Canastilla atrapa pólipos



Información Técnica:

Diseño: Oval

Con puerto de irrigación

Para asas superiores a 61 mm podría usarse mango de operación de 2 manos

One Hand Operation



Two Hand Operation



Referencia	Nombre del Producto	Longitud de Trabajo mm	Tamaño del Asa mm	Mínimo Canal de trabajo mm
SFBH-L-C-30	Canastilla atrapa pólipos	1700	30	2,8
SFBH-L-C-40	Canastilla atrapa pólipos	1700	40	2,8
SFBH-L-C-60	Canastilla atrapa pólipos	1700	60	2,8
SFBH-L-C-90	Canastilla atrapa pólipos	1700	90	2,8
SFBH-LB-DBE-60	Canastilla atrapa pólipos	1700	60	2,8

SHAILI ENDOSCOPY

DISECCIÓN ENDOSCÓPICA DE LA SUBMUCOSA ESD

CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

DISECCIÓN ENDOSCOPICA DE LA SUBMUCOSA - ESD

Ball Tip Knife



Referencia	Nombre del Producto	Longitud de Trabajo mm	Longitud de la aguja mm	Mínimo Canal de trabajo mm
SNK-IP	Ball Tip Knife	1800	7,0	2,8

Flexi Knife



Referencia	Nombre del Producto	Longitud de Trabajo mm	Longitud de la aguja mm	Mínimo Canal de trabajo mm
SNK-XP	Flexi Knife	1800	7,0	2,0

SHAILI ENDOSCOPY

DISECCIÓN ENDOSCOPICA DE LA SUBMUCOSA - ESD

Hook Knife



Referencia	Nombre del Producto	Longitud de Trabajo mm	Longitud de la aguja mm	Mínimo Canal de trabajo mm
SNK-x	Hook Knife	1800	7,0	2,8

Flexi Knife con Irrigación



Referencia	Nombre del Producto	Longitud de Trabajo mm	Longitud de la aguja mm	Mínimo Canal de trabajo mm
SNK-X-F	Flexi Knife with Flush	1800	7,0	2,0

SHAILI ENDOSCOPY

DISECCIÓN ENDOSCOPICA DE LA SUBMUCOSA - ESD

RETIRO DE BALÓN INTRAGÁSTRICO

**CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**

RETIRO DE BALÓN INTRAGÁSTRICO

Dispositivo para el retiro de balón



Referencia	Nombre del Producto	Longitud de Trabajo mm	Diámetro de la camisa mm	Mínimo Canal de trabajo mm
SEGBRD	Dispositivo para el retiro de balón intragástrico	1700	2,5	2,8

Dispositivo para deflación del balón



Referencia	Nombre del Producto	Longitud de Trabajo mm	Diámetro de la camisa mm	Mínimo Canal de trabajo mm
SEGBDD	Dispositivo para deflación del balón intragástrico	1700	2,5	2,8

SHAILI ENDOSCOPY

GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA

**CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**

KIT DE PEG

Kit de Gastrostomía Endoscópica Percutánea



El KIT PEG CONTIENE:

- 1 Tubo de Alimentación en Silicona
- 1 Guía de inserción.
- 1 Porta cables
- 1 Adaptador universal
- 1 Adaptador Bola
- 1 Tapón de silicona para el cierre
- 1 Aguja introductora - Aguja Grande
- 1 Bisturí No 11
- 1 Jeringa con aguja de 5 mm
- 1 Aguja Calibre 25 - Aguja pequeña
- 1 Tijera
- 1. Asa de recuperación
- 1 Manual de Instrucciones



Información Técnica:

Tamaños de 20 - 24 Fr. Técnica de Tracción.
Otros tamaños pueden ser producidos bajo pedido

Referencia	Nombre del Producto	Tamaño	Observaciones
S-PEG-20-SN	KIT PEG	20 Fr	Con asa
S-PEG-24-SN	KIT PEG	24 Fr	Con asa

TUBO DE REEMPLAZO PARA PEG

Tubo de Reemplazo Gastrostomía Endoscópica Percutánea



El Tubo de Reemplazo de PEG CONTIENE:

1 Tubo de Reemplazo de Gastrostomía

1 Jeringa de 12 ml



Información Técnica:

Tamaños de 20 - 22 - 24 Fr.

Referencia	Nombre del Producto	Tamaño
S-GTR-20	Tubo de Reemplazo de Gastrostomía	20 Fr
S-GTR-22	Tubo de Reemplazo de Gastrostomía	22 Fr
S-GTR-24	Tubo de Reemplazo de Gastrostomía	24 Fr

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

**CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**

PRODUCTOS PARA REPROCESAMIENTO

Irrigadores de canal

Producto para la limpieza y desinfección manual de endoscopios flexibles


Observación

Compatible con endoscopios
Olympus - SonoScape



Cepillos de Limpieza Reusables

Longitud 2300 mm
Diámetro de las cerdas 6 mm
Compatibles con canal de trabajo de 2,8 mm



Observación

Compatible con endoscopios
Olympus - SonoScape

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

PRODUCTOS PARA REPROCESAMIENTO

Botella de Agua para Sistemas de endoscopia



Observación

Compatible con endoscopios
Olympus - SonoScape

Válvulas



Observación

Compatible con endoscopios
Olympus - SonoScape

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

**CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**

BOMBA DE AGUA

Bomba de Agua UW600

Incluye

Bomba de Agua
Contenedor de Agua
Cable de poder
Pedal
Tubos de salida de agua



Características del Producto:

1. Flujo armonioso, permite el suministro constante de agua a través del ajuste de diez niveles, cuenta con memoria automática.
2. La operación fácil, a través del uso del pedal que controla el flujo de los líquidos.
3. El control inteligente, el flujo de agua se suspende después de 20s de uso continuo.

Observación

Compatible con cualquier marca de endoscopios

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

BOMBA DE INSUFACIÓN DE CO2

Bomba de CO2 CR4500

Incluye

Cable de Poder
Interruptor de Pedal
Tubo de salida de gas
Manguera de alta presión
(Opcional)



Características del Producto:

1. La unidad de regulación de CO2 se utiliza para la alimentación de gas y agua de CO2, y la alimentación de gas solo se utiliza para el tracto digestivo superior e inferior;
2. Ampliar el rango de aplicación de la operación del instrumento de endoscopia digestiva original y satisfacer mejor la necesidad de seguridad clínica de operación de tipo energizante y bisturí esfinterotómico;
3. Nueva pantalla OLED de amplio ángulo de visión, alto brillo;
4. El regulador de dos etapas y el filtro de impurezas pueden garantizar un funcionamiento seguro y confiable de la unidad de regulación;
5. El diseño único del precalentamiento del termostato de salida de gas puede aliviar la incomodidad del paciente durante la operación;
6. Cuatro tipos de modo de selección de tiempo y un conveniente interruptor de pedal impermeable médico aseguran el volumen de gas en funcionamiento bajo control;
7. El control de presión de la fuente de gas inteligente con el diseño de seguridad para un flujo de salida demasiado bajo y demasiado alto puede evitar los problemas causados por una manipulación incorrecta u olvidada;
8. Compatibilidad perfecta con el host de endoscopia de muchas marcas como Olympus, Pentax y Fujifilm.

AGS MEDTECH ENDOSCOPY

**CATÁLOGO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
PARA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**

BIOSIMTEC

Dirección: Cra 80C No 25F-34

mail: ventas@biosimtec.com.co

Teléfono: 601 309 9308

WEB SITE: www.biosimtec.com.co

Bogotá D.C.