Ficha Técnica

Guantes de Examen





IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO		
Nombre:	Guantes de Examen.	
Marca:	M&H Care.	
Material:	Los Guantes de Examen M&H CARE son fabricados a partir de látex de caucho natural sometidos a procesos de inmersión, pulverización y curación.	
Color:	Blanco, transparente y azul.	
Referencias	XS, S, M, L, XL.	
Presentación:	Caja interna x 100 unidades, caja máster x 1000 unidades.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Función:	Los Guantes para Examen no estériles de M&H Care, deben ser utilizados en procedimientos no estériles, en los que se tenga contacto con fluidos corporales, membranas mucosas, punciones venosas, procedimiento de desinfección y limpieza y cuidados generales del paciente.			
Estéril:	No.			
Tamaños:	Ver propiedades físicas.			
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.			
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.			
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.			
Empaque:	Cartón.			
Clasificacion de Riesgo:	IIA.			

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							
Libre de Pirógenos:	Si: X No:	Flexibilidad:	Si: x No:	Resistente:	Si: X No:	No Tóxico:	Si: X No:
• El diseño ambidiestro de los guantes permite que sean colocados y cambiados rápidamente, facilitando el trabajo de quienes los usan.							

PROPIEDADES FÍSICAS				
Largo Total (mm):	Todas las Tallas (Min 240 mm).	Instrucciones de Uso:		
Grosor (mm):	Todas las Tallas (0.08 mm) - Tolerancia (±0.02).			
Ancho de la palma (mm):	XS: 76±3 S: 84±3 M: 94±3 L: 105±3 XL: 113±3	1. Abra la caja dispensadora siguiendo la linea punteada. 2. Retire el guante de la caja dispensadora. 3. Manipule el guante solo por el borde superior de la manga. 4. Identifique el dedo pulgar en el guante e introduzca su mano de preferencia. 5. Ajuste el guante tirando hacia arriba desde el borde superior de la muñeca hasta quedar completamente ajustado.		
Grosor (mm):	Todas las Tallas: Dedos: 0.10 ± 0.02 Palma: 0.10 ± 0.02	6. Tome un segundo guante con la mano sin vestir y repita el procedimiento anterior. 7. Para retirar, con su mano de preferencia hale el guante por debajo de la muñeca hasta la punta de sus dedos y cójalo con la mano aun enguantada, introduzca el dedo índice de la mano libre en el guante y hálelo de tal forma que quede uno dentro de otro. Proceda a desechar.		

INFORMACIÓN CORPORATIVA				
CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA		
MH1016	Guantes Examen XS, caja máster x 1000 unidades.	2016 DM - 0014252		
MH1001	Guantes Examen S, caja máster x 1000 unidades.	2016 DM - 0014252		
MH1002	Guantes Examen M, caja máster x 1000 unidades.	2016 DM - 0014252		
MH1011	Guantes Examen L, caja máster x 1000 unidades.	2016 DM - 0014252		

CERTIFICACIONES	CONTÁCTENOS	IMPORTADO POR
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.	Email: info@norstraynuart.com Teléfono: +57 (1) 295 66 16	Norstray Nuart S.A.S. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia. www.norstraynuart.com