Ficha Técnica


Trocar Quirúrgico

M&H SURGICAL M&H CARE I MEDICAL AND HOSPITAL CARE



| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Función: | El trocar quirúrgico con cánula se utiliza para procedimientos laparoscópicos. Proporciona un puerto de acceso para instrumentos que se utilizarán en la región abdominal. | | |
| Estéril: | Si. Óxido de Etileno. | | |
| Vigencia: | 3 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. | | |
| Almacenamiento: | Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura. | | |
| Uso: | Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. | | |
| Empaque: | Plástico. | | |
| Clasificación de Riesgos: | IIA. | | |

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|--|
| Libre de Pirógenos: | Si: X No: | Resistente: | Si: X No: No Tóxico: | Si: X No: | |



El producto está compuesto de dos partes, la cuchilla y el tubo guía. En una combinación del principio de frenado de seguridad mecánica, la cuchilla puede bloquearse rápidamente mediante una operación directa para evitar lesiones en los órganos intraabdominales;

Una forma de cuchillo plástico con punta roma utilizada para punciones de seguridad, como un pequeño espacio del abdomen o para la seguridad de los órganos. Realice una pequeña incisión en el lugar preestablecido, y luego gire y perfore en la cavidad abdominal con el cuchillo con punta roma, que puede proteger eficazmente los órganos internos contra los riesgos de apuñalamiento.

El tubo guía con forma de corte especial se puede combinar automáticamente con la lámina de silicona para evitar fugas de presión abdominal, y la rosca del tornillo fuera del tubo guía se puede usar para fijarlo convenientemente en los tejidos abdominales.

| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| TROCAR | TIPO | ESPECIFICACIONES | TAMAÑO | | |
| | Con Interruptor Presión Manual | 2 partes | 2 Partes | 10mm x 10cm 12mm x 10cm | |
| Bloqueo Automático | Fijo (cánula anular) Fijo (cánula espiral) Desmontable (cánula corrugada) | 4 partes | 3 Partes | 5mm x 10cm 10mm x 10cm 12mm x 10cm | |
| Sin Cuchilla | Fijo (cánula espiral) Desmontable (cánula corrugada) | 2 partes 4 partes | 10mm x 10cm | | |
| Visible | Fijo (cánula espiral) Desmontable (cánula corrugada) | 4 partes | 12mm x 10cm Diámetro: 5mm y 10mm | | |
| Hasson | Con Interruptor | 4 partes | 10mm x 10cm | | |
| Husson | Desmontable (cánula corrugada) | partes | | | |
| Visible | Fijo (punta redonda) Fijo (punta pirámide) Fijo (cin cuchilla) | 4 partes | 5mm x7cm | | |

| INFORMACIÓN CORPORATIVA | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| CÓDIGO INTERNO | PRESENTACIONES | NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA | | |
| MH1101 | Trocar Quirúrgico M&H Bloqueo Automático, Con Interruptor, Anular 2P, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1102 | Trocar Quirúrgico M&H Bloqueo Automático, Con Interruptor, Barb 4P, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1103 | Trocar Quirúrgico, M&H, Bloqueo Automático, Presión Manual, Espiral 2P, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1104 | Trocar Quirúrgico M&H, Hasson, Barb 4P, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1105 | Trocar Quirúrgico M&H, Secundario, Punta Pirámide 2P, carton x 250 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1106 | Trocar Quirúrgico M&H, Secundario, Punta Redonda 2P, carton x 250 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1107 | Trocar Quirúrgico M&H, Secundario, Punta Sin Cuchilla 2P, carton x 250 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1108 | Trocar Quirúrgico M&H, Sin Cuchilla, Barb 4P, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1109 | Trocar Quirúrgico M&H, Sin Cuchilla, Espiral 2P, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1110 | Trocar Quirúrgico M&H, Visible, Barb 4P, 5mm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1111 | Trocar Quirúrgico M&H, Visible, Barb 4P, 10mm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1112 | Trocar Quirúrgico M&H, Sin Cuchilla, Desmontable, Barb 4P, 5mm x 10cm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1113 | Trocar Quirúrgico M&H, Sin Cuchilla, Desmontable, Anular 2P, 5mm x 10cm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1114 | Trocar Quirúrgico M&H, Sin Cuchilla, Desmontable, Espiral, 2P, 5mm x 10cm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1115 | Trocar Quirúrgico M&H Bloqueo Automático, Con Interruptor, Fijo, Espiral 2P, 5mmx10cm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1116 | Trocar Quirúrgico M&H Bloqueo Automático, Con Interruptor, Desmontable, Barb 4P, 5mmx10cm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1117 | Trocar Quirúrgico M&H Bloqueo Automático, Con Interruptor, Fijo, Anular 2P, 5mmx10c, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1118 | Trocar Quirúrgico M&H Bloqueo Automático, Con Interruptor, Fijo, Espiral 2P, 12mmx10cm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1119 | Trocar Quirúrgico M&H Bloqueo Automático, Con Interruptor, Desmontable, Barb 4P, 12mmx10cm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |
| MH1120 | Trocar Quirúrgico M&H Bloqueo Automático, Con Interruptor, Fijo, Anular 2P, 12mmx10cm, carton x 50 unidades | 2020DM-0022130 | | |

| CERTIFICACIONES | CONTÁCTENOS | IMPORTADO POR |
|---|---|--|
| Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos. | Email: info@norstraynuart.com www.norstraynuart.com | Norstray Nuart S.A.S. Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol, Bogotá, Colombia. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia. |