

Ficha Técnica

Jeringa de Insulina



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Jeringa de Insulina / Insulin Syringe.
Marca:	M&H Care.
Material:	La Jeringa de Insulina de M&H Care es fabricada en PP (polipropileno grado médico), cuenta con una aguja en acero inoxidable SUS 304 grado médico.
Color:	Transparente.
Volumen:	0.3 ml, 0.5 ml, 1 ml
Presentación:	Blister x 1 unidad, caja interna x 100 unidades y caja máster x 3200 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Función:	La Jeringa de Insulina M&H Care es usada para la aplicación de soluciones de insulina. El producto solo puede usarse una vez, destruirse después del uso, es fácil de usar y puede prevenir eficazmente la infección cruzada entre pacientes.
Estéril:	Si. Óxido de Etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento:	Este producto debe almacenarse en un lugar seco y ventilado.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.
Empaque:	Plástico.
Clasificación de Riesgos:	IIA.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Libre de Pirógenos:	Si: ☒ No: ☐	Resistente:	Si: ☒ No: ☐
		No Tóxico:	Si: ☒ No: ☐

PROPIEDADES FÍSICAS		
	PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
	Émbolo	PP (polipropileno) grado médico
	Eje	PP (polipropileno) grado médico
	Protector del eje	PP (polipropileno) grado médico
	Protector de la aguja	PP (polipropileno) grado médico
	Pistón de goma	Goma de grado médico
	Aguja	Acero inoxidable SUS204 grado médico
	Lubricante	PDMS (polidimetilsiloxano)

INFORMACIÓN CORPORATIVA		
CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA
MH2049	Jeringa de Insulina M&H, 0.3ml, 31G x 5/16", Caja máster x 3200 unidades.	2020DM-0021803
MH2050	Jeringa de Insulina M&H, 0.5ml, 31G x 5/16", Caja máster x 3200 unidades.	2020DM-0021803
MH2051	Jeringa de Insulina M&H, 1ml, 31G x 5/16", Caja máster x 3200 unidades.	2020DM-0021803

CERTIFICACIONES	CONTÁCTENOS	IMPORTADO POR
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.	Email: info@norstraynuart.com Teléfono: +57 (1) 295 66 16	Norstray Nuart S.A.S. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia. www.norstraynuart.com