## Ficha Técnica

## Gorro Tipo Oruga





IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Gorro Tipo Oruga.
Marca:	M&H Care.
Material:	El Gorro Tipo Oruga de M&H Care está fabricado en Tela no Tejida.
Color:	Azul
Presentación:	Bolsa x 100 unidades, caja máster x 1000 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Función:	Los Gorros tipo Oruga M&H Care son una barrera protectora que permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación entre el personal y las áreas.  Han sido elaborados en telas no tejidas la cual le imparte las propiedades de flexibilidad, anti-estática, anti-bacteria, anti-mohos, libres de látex y gran resistencia al paso de partículas finas.	
Estéril:	No.	
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.	
Almacenamiento:	Manténgase en un lugar fresco y seco. No superar 30°C de temperatura.	
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.	
Empaque:	Plástico.	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				
Libre de Pirógenos:	Si: x No: Resistente:	Si: x No: No Tóxico:	Si: X No:	
Su diseño de pliegues tipo oruga e	es práctico y confortable, por lo que en caso de emergencia s	e puede retirar confacilidad.		
Poseen elástico de sujeción para	un mejor y cómodo ajuste.			

PROPIEDADES FÍSICAS			
Especificaciones			
Características	Dimensiones		
Talla	18"		
Peso	12GSM		
Material	Tela No Tejida		
Instrucciones de Uso			

- 1. Tomar un gorro tipo oruga de su empaque original.
- 2. Separar los pliegues y colocarlo en la cabeza sin cubrir los ojos. En cabellos largos se recomienda recogerlo previamente.
- 3. Cambiar de gorro tipo oruga cada vez que se requiera ingresar a un área.
- 4. Dar disposición final acorde a las normas de cada institución.

INFORMACIÓN CORPORATIVA			
CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA	
MH4001	Gorro Oruga, SPP 12g, caja máster x 1000 unidades.	No Aplica	

CONTÁCTENOS	IMPORTADO POR
Email: info@norstraynuart.com Teléfono: +57 (1) 295 66 16	Norstray Nuart S.A.S. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia. www.norstraynuart.com