Ficha de Seguridad

Guantes de Examen



A Norstray & Nuart brand

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA		
Producto:	Guantes Quirúrgicos Estériles (con y sin talco). / Sterile Surgical Gloves (with and without powder) .	
Fabricante:	Supermax Glove Manufacturing Sdn Bhd (Malasia).	
Importador:	Norstray Nuart S.A.S.	
Componentes:	Base de látex de caucho natural.	



COMPOSICIÓN

Estos guantes están hechos de látex de caucho 100% natural que proporciona resistencia, comodidad, ajuste y agarre superiores debido a sus propiedades elásticas. Los guantes están empolvados conmaterial absorbible.

Polvo de almidón de maíz modificado (USP) para facilitar la colocación de los guantes.

Esterilización realizado por radiación gamma.

DATOS FÍSICOS				
Cumplir con los requisitos de la Especificación estándar ASTM D3577 para productos quirúrgicos de caucho. Guantes y guantes médicos EN455-1,2 y 3 para un solo uso.				
Ancho:	95 ± 6 mm (tamaño 7½).			
Longitud mínima:	280 mm.			
Espesor mínimo:	0,10 mm (proporciona sensibilidad táctil).			
Resistencia a la tracción:	No Envejecido - 24,0 MPa mínimo (proporcionando una resistencia superior).			
Elongación máxima:	No Envejecido - 750% mínimo.			
Resistencia a la tracción:	Envejecido - 18,0 MPa mínimo.			
Elongación máxima:	Envejecido - 560% mínimo.			
Estanqueidad al agua:	Sustancialmente impermeable al vapor de agua y al líquido proporcionando una excelente barrera biológica.			

INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS PARA LA SALUD				
DATOS DE INCOMPATIBILAD				
Sensibilización en cobaya (Buehler)	Prueba de parche de insultos repetidos			
No indicó un potencial de irritación dérmica o alérgica sensibilización por contacto.	No indicó un potencial de irritación dérmica o alérgica sensibilización por contacto.			

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
INHALACIÓN / OJOS				
Espolvoreados con almidón de maíz absorbible en polvo (USP). El polvo puede ser irritante para las vías respiratorias o los ojos. Si los síntomas persisten, busque ayuda médica.				
Precaución:	Los usuarios deben considerar las circunstancias de uso en decidir si eliminar los restos de polvo de los guantes después poniéndose. El polvo se puede quitar limpiando bien los guantes con una esponja húmeda estéril, toalla húmeda estéril u otro método eficaz.			
PIEL				
Advertencias:	Casos aislados de reacciones alérgicas al caucho de látex o polvo. Si experimenta una reacción a esto producto, suspenda su uso inmediatamente y busque ayuda médica. Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar alergias. Otros componentes utilizados en la fabricación de guantes también pueden causar alergias.			
Nota:	Procesos previos y posteriores a la lixiviación durante la fabricación de los guantes han reducido significativamente los niveles de proteína en los guantes.			

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento Almacene en un lugar fresco y seco, evite el calor excesivo (40 °C, 104 °F). La caja abierta debe protegerse de la exposición al sol directo o iluminación fluorescente.

ELIMINACIÓN

El material se puede reciclar o eliminar de acuerdo con las normas o regulaciones de eliminación establecidas en cada país.

RIESGO DE INCENDIO

Inflamable. Los medios de extinción adecuados son: Extinción en medio seco, espuma.

REGISTRO SANITARIO	CONTACTO	IMPORTADO POR
Registro Sanitario INVIMA:	Email:	Norstray Nuart S.A.S.
• 2021DM-0023722.	info@norstraynuart.com	Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol, Bogotá, Colombia.
	www.norstraynuart.com	Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia.