

# Ficha de Seguridad

## Máscara para Anestesia



### IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO / SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

|              |                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto:    | Máscara para Anestesia. / Anesthesia Mask.                                                                                                           |
| Fabricante:  | Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd.                                                                                                              |
| Importador:  | Norstray Nuart S.A.S.                                                                                                                                |
| Componentes: | La Máscara para Anestesia de M&H CARE es fabricado en:<br>PVC (Policloruro de Vinilo) grado médico.<br>Silicona.<br>PP (Polipropileno) grado médico. |



### COMPOSICIÓN

| MATERIAL PRINCIPAL                       | OTROS MATERIALES                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PVC (Policloruro de Vinilo) grado médico | Silicona y PP (Polipropileno) grado médico |

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Material:                      | PVC grado médico.                       |
| Fórmula química:               | $(C_2H_3Cl)_n$ para el monómero de PVC. |
| Número CAS:                    | 98-82-8 para el PVC.                    |
| Temperatura de descomposición: | 140°C.                                  |
| Densidad:                      | 1,4 g/cm <sup>3</sup> .                 |

### RIESGOS SOBRE LA SALUD

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se conocen riesgos sobre la salud en condiciones de uso normal.                           |
| Al reutilizar el producto se puede convertir en una fuente de contaminación de enfermedades. |

### RIESGOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al no cumplirse las condiciones de almacenamiento, se puede llegar a superar la temperatura de descomposición generando gases tóxicos como ácido clorhídrico, dioxinas y gases halogenados. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PRIMEROS AUXILIOS

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso de generación de gases tóxicos: | Retire la Máscara para Anestesia.                                                                                                                                                                                                                |
| En caso de irritación nasal y ocular:   | Retire cuidadosamente la Máscara para Anestesia y notifique al personal de la salud para que intervengan en la recuperación de la zona afectada.                                                                                                 |
| En caso de incendio:                    | Retire la Máscara para Anestesia del paciente y suspenda el suministro de anestesia. Utilice los recursos que se encuentren a su disposición para apagar el incendio, como por ejemplo extintores, agua, polvo seco, espuma, dióxido de carbono. |

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones ambientales: máximo 30°C de temperatura y 70% de humedad relativa.                                                                        |
| Mantener en su empaque original.                                                                                                                      |
| Evite la exposición directa a la luz solar.                                                                                                           |
| Almacene sobre estibas.                                                                                                                               |
| No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso.                                                                        |
| No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados. |

### REGISTRO SANITARIO

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Registro Sanitario INVIMA:<br>• 2020DM-0021318. |
|-------------------------------------------------|

### CONTACTO

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Email:<br>info@norstraynuart.com<br>www.norstraynuart.com |
|-----------------------------------------------------------|

### IMPORTADO POR

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norstray Nuart S.A.S.<br>Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol,<br>Bogotá, Colombia.<br>Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1,<br>Galapa, Colombia. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|