## Ficha de Seguridad

## Resucitador Manual



INDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO / SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA		
Producto:	Resucitador Manual. / Manual Resuscitador.	
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd.	
Importador:	Norstray Nuart S.A.S.	
Componentes:	El Resucitador Manual M&H CARE es fabricado en: Silicona. PVC (Policloruro de Vinilo). PP (Polipropileno).	



COMPOSICIÓN		
MATERIALES PRINCIPALES		
Silicona.		
PVC (Policloruro de Vinilo).		
PP (Polipropileno).		

USO DEL DISPOSITIVO	
El resucitador de silicona y sus partes (máscara de silicona, bolsa y válvulas) son reutilizables hasta 20 veces.	
El tubo de oxígeno y la bolsa de reserva son desechables. Deben reemplazarse antes de que el dispositivo sea reutilizado.	

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
Inhalación:	No es necesario el uso de primeros auxilios.			
Contacto con la piel:	No es necesario el uso de primeros auxilios.			
Contacto con los ojos:	No es necesario el uso de primeros auxilios.			
En caso de ingestión:	Enjuagar boca. Si no se siente bien, consulte a un médico inmediatamente.			

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS				
Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla:	Ninguno inherente al producto.			
Medidas de extinción adecuados:	En caso de incendio: utilizar un agente extintor apropiado para material combustible ordinario como agua o espuma, para apagarlo.			

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL				
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL				
Protección para los ojos/la cara:	No requiere protección ocular.			
Protección de la piel/las manos:	No se requieren guantes de protección.			
Protección respiratoria:	No es necesaria protección respiratoria.			

REGISTRO SANITARIO	CONTACTO	IMPORTADO POR
Registro Sanitario INVIMA:  • 2019DM-0020818.	Email: info@norstraynuart.com www.norstraynuart.com	Norstray Nuart S.A.S.  Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol, Bogotá, Colombia.  Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia.