

Ficha de Seguridad

Equipo para Administración de Soluciones



IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO / SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

Producto:	Equipo para Administración de Soluciones. / Infusion Sets for Single Use.
Fabricante:	Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co, Ltd.
Importador:	Norstray Nuart S.A.S.
Componentes:	El Equipo para Administración de Soluciones de M&H CARE es fabricado en: PVC (Policloruro de Vinilo) grado médico. ABS grado médico. PE (Polietileno) grado médico.



COMPOSICIÓN

MATERIAL PRINCIPAL	OTROS MATERIALES
PVC (Policloruro de Vinilo) grado médico	ABS grado médico y PE (Polietileno) grado médico.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Material:	PVC grado médico.
Fórmula química:	$(C_2H_3Cl)_n$ para el monómero de PVC.
Número CAS:	98-82-8 para el PVC.
Temperatura de descomposición:	140°C.
Densidad:	1,4 g/cm³.

RIESGOS SOBRE LA SALUD

No se conocen riesgos sobre la salud en condiciones de uso normal.
Al reutilizar el producto se puede convertir en una fuente de contaminación de enfermedades.

RIESGOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Al no cumplirse las condiciones de almacenamiento, se puede llegar a superar la temperatura de descomposición generando gases tóxicos como ácido clorhídrico, dioxinas y gases halogenados.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de generación de gases tóxicos:	Retire el Equipo para Administración de Soluciones.
En caso de irritación cutánea:	Retire cuidadosamente el Equipo para Administración de Soluciones y notifique al personal de la salud para que intervengan en la recuperación de la zona afectada.
En caso de incendio:	Retire el Equipo para Administración de Soluciones del paciente y suspenda su uso. Utilice los recursos que se encuentren a su disposición para apagar el incendio, como por ejemplo extintores, agua, polvo seco, espuma, dióxido de carbono.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Condiciones ambientales: máximo 30°C de temperatura y 70% de humedad relativa.
Mantener en su empaque original.
Evite la exposición directa a la luz solar.
Almacene sobre estibas.
No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso.
No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

REGISTRO SANITARIO

Registro Sanitario INVIMA: 2019DM-0020421.

CONTACTO

Email: info@norstraynuart.com www.norstraynuart.com

IMPORTADO POR

Norstray Nuart S.A.S. Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol, Bogotá, Colombia. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia.
--