Ficha de Seguridad

Sonda de Alimentación



A Norstray & Nuart brand

IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO / SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA		
Producto:	Sonda de Alimentación. / Stomach Tube.	
Fabricante:	Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd.	
Importador:	Norstray Nuart S.A.S.	
Componentes:	La Sonda de Alimentación de M&H está fabricada a base de: (Policloruro de Vinilo) PVC de grado médico.	



COMPOSICIÓN				
MATERIALES PRINCIPALES				
Tubo conector:	(Policloruro de Vinilo) PVC de grado médico.			
Conector:	(Policloruro de Vinilo) PVC de grado médico.			
Conductor:	(Policloruro de Vinilo) PVC de grado médico.			

IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE PRINCIPAL				
NOMBRE DEL PRODUCTO	NÚMERO CAS	FÓRMULA QUÍMICA		
Cloruro de Polivinilo	9002-86-2	(C2H3Cl)n		

ADVERTENCIAS GENERALES

No se conocen efectos negativos para la salud de las personas expuestas a este producto.

El mayor peligro de este producto lo constituye el riesgo biológico que puede generar al no realizar una correcta disposición final.

RIESGOS SOBRE LA SALUD

No se conocen riesgos sobre la salud en condiciones de uso normal.

Al reutilizar el producto se puede convertir en una fuente de contaminación de enfermedades.

RIESGOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Al no cumplirse las condiciones de almacenamiento, se puede llegar a superar la temperatura de descomposición.

PRIMEROS AUXILIOS		
Contacto con la piel:	En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.	
Ingestión:	En caso de ingestión: enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente.	
Contacto con los ojos:	En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar a un médico inmediatamente.	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		
Condiciones ambientales: máximo 30°C de temperatura y 70% de humedad relativa.		
Mantener en su empaque original.		
Evite la exposición directa a la luz solar.		
Almacene sobre estibas.		
No almacene en contacto directo con metales como el hierro, cobre y manganeso.		
No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.		

REGISTO SANITARIO	CONTACTO	IMPORTADO POR
Registro Sanitario INVIMA: • 2019DM-0020456.	Email: info@norstraynuart.com www.norstraynuart.com	Norstray Nuart S.A.S. Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol, Bogotá, Colombia. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia.