Ficha de Seguridad

Guantes de Nitrilo



A Norstray & Nuart brand

IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO / SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA		
Producto:	Guantes para Examen de Nitrilo. / Nitrile Examination Gloves.	
Fabricante:	Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.	
Importador:	Norstray Nuart S.A.S.	
Componentes:	Los Guantes Para Examen de Nitrilo de M&H CARE están fabricados a base de: Látex de Nitrilo.	



COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Látex de Nitrilo.

DESCRIPCIÓN		
Nombre del producto:	Guantes de Nitrilo.	
No. CAS:	No establecido.	
Clasificación de Peligro LAT / IACO:	No establecido.	
Clasificación D.O.T:	No establecido.	

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS			
Resina de PVC:	53.29%.	Elastómero y NBR:	2.66%.
DOTP:	42.63%.	Pigmento:	1.42%.
Color:	Azul.	Olor:	N/A.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS			
Producto desechable, no reutilizable.	Deseche el producto si excede la fecha de vencimiento.		
Si observa alguna reacción alérgica suspenda su uso inmediatamente y consulte al médico.			

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
N/A.	N/A.
CONTROLES DE EVROSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL	INFORMACIÓN FCOLÓCICA

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL	INFORMACIÓN ECOLÓGICA
N/A.	El material es prácticamente insoluble en agua.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS			
Medios de extinción:	Agua en spray / Dióxido de carbono.		
Estabilidad:	Estable.	Materiales incompatibles:	Ninguno.
Punto de inflamación:	N/A.	Condiciones a evitar:	Ninguno.

OTRAS PRECAUCIONES		
Almacenamiento:	Los guantes en cajas y cartones deben almacenarse en su embalaje original en un lugar fresco y seco, para evitar el polvo, la humedad y la luz solar directa.	
Vida útil:	Si se almacenan correctamente, los guantes de nitrilo deben tener una vida útil de 5 años.	

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA		
Inhalación:	No aplicable.	
Contacto con los ojos:	No aplica.	
Ingestión:	No aplicable.	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		
Condiciones ambientales: máximo 30°C (86°F) de temperatura.	Evite la exposición directa a la luz solar y la humedad. Mantener en un ambiente seco.	
Conservar en la caja original.	No almacene en contacto directo con materiales tóxicos o dañinos.	

REGISTO SANITARIO	CONTACTO	IMPORTADO POR
Registro Sanitario INVIMA: • 2021DM-0024554.	Email: info@norstraynuart.com www.norstraynuart.com	Norstray Nuart S.A.S. Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol, Bogotá, Colombia. Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1, Galapa, Colombia.