



## FICHA TÉCNICA

SISTEMAS DE DRENAJE DE Nombre del

**HERIDAS** – dispositivo

Soft-Drain Flat Active -

**Drenaje Suave Activo Plano** 

PFM MEDICAL Marca:

0615-0072 Modelo:

0615-0102

Riesgo: lla

Vida Útil 5 Años, / Y por uso del componente.

PFM MEDICAL AG CON DOMICILIO EN Titular de

ALEMANIA. Registro

INVIMA 2019DM-0019251

SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS S.A.S. *Importador* 



Dispositivos para el drenaje de heridas de alto vacío para una evacuación continua de las secreciones de heridas y para la coadaptacion y fijación de los bordes de una herida.

Imagen:

## **Características**

PFM MEDICAL es una compañía con operaciones internacionales, con sede principal en Alemania, que ofrece soluciones en el campo de la atención médica.

Durante 50 años hemos desarrollado, fabricado y distribuido con éxito productos de calidad, al mismo tiempo que ofrecemos servicios confiables.

Nuestros pensamientos y acciones están enfocados en el éxito terapéutico para mejorar la calidad de vida del paciente, además de ofrecer las mejores condiciones de trabajo posibles para los usuarios en hospitales, consultorios, centros asistenciales y laboratorios.

Nuestro portafolio de productos, servicios y tratamientos cubre los campos médicos de cirugía, histotecnología, tecnologías cardiovasculares e infusión. Desarrollamos constantemente nuestros servicios en colaboración con los principales médicos y socios, ya sea para el tratamiento de pacientes en hospitales, centros de rehabilitación o atención ambulatoria.

De esta manera podemos ofrecer soluciones flexibles e individuales para el contexto relevante.

Él Drenaje suave activo plano consta de un drenaje de silicona plano y un depósito de bajo vacío para el drenaje de heridas asistido por succión.

El beneficio principal radica en la Asistencia activa de succión sobre el reservorio incluido, el cual crea una presión negativa y ayuda activamente a la succión del drenaje.

## Seguridad excepcional

El canal interno del desagüe plano evita que se colapse incluso a presiones más altas o cuando se aplica vacío.

## Fácil extracción de drenaje

El acoplamiento suave sin costuras ni pliegues entre el drenaje y el tubo permite la extracción segura y cuidadosa de los drenajes insertados.











**Datos Técnicos:** Longitud total:80cm Longitud de drenaje: 20 cm

- Depósito transparente de silicona de bajo vacío de 150 ml con válvula antirreflujo y colgador universal:
- Graduación del depósito para obtener información de un vistazo sobre los niveles de llenado actuales.
- Perforado en toda su longitud con orificios atraumáticos suavemente redondeados
- Drenaje plano fabricado 100 % en silicona médica.
- Apertura central.
- Tubo de drenaje totalmente radiopaco.
- Envasado doble y estéril.
- 100 % Libre de látex

• 100 % Libre de latex.					
Un solo uso/ Reutilizable	No Reusable				
Material		Componente	Material		
	Cuerpo 100% SILIG		100% SILICONA GRADO ME	CONA GRADO MEDICO	
Principio Activo	No Aplica				
Detalles Técnicos	REF	alto x ancho	Perforación	Volumen de Reservorio	PU
	0615-0072	3x7mm	20cm (lleno)	150ml	10
	0615-0102	4x10mm	20cm (lleno)	150ml	10
Se suministra estéril / no estéril	Estéril				
Método de esterilización	No Aplica, producto no reutilizable.				
Empaque	1 unidad				
Material de	Plástico protector, PVC y Cartón.				
Empaque					
Almacenamiento	No coloque objetos sobre el dispositivo o su paquete  No almacene el dispositivo cerca de productos químicos agresivos  No exponga el dispositivo a luz solar directa o indirecta o de otros rayos ultravioleta.  Mantenga en un lugar seco				
Periodicidad en mantenimiento	No requiere.				





