medical

Quality and Experience · since 1971



Microtomos



Pfm rotatorio 3000 Compacto

El pfm Rotary 3000 Compact es un micrótomo giratorio manual compacto de nuevo diseño adecuado para todas las aplicaciones de uso rutinario, investigación e industria.

Referencia:

• 0300310

Pfm rotatorio 3004 M

Es un microtomo giratorio manual moderno y de nuevo diseño para todas las aplicaciones de uso rutinario, investigación e industria.

Referencia:

• 0300410





pfm rotatorio 3005 E

Es un micrótomo rotatorio semi-electrónico moderno y de nuevo diseño para todas las aplicaciones de uso rutinario, investigación e industria

Referencia:

• 0300510

Microtomos

Pfm rotatorio 3006 EM

Es un microtomo giratorio completamente electrónico, moderno y de nuevo diseño para todas las aplicaciones de uso rutinario, investigación e industria.

Referencia:

• 0300610



■ Made in Germany

pfm deslizante 4004 M.

És un micrótomo deslizante manual moderno y de nuevo diseño para todas las aplicaciones de uso rutinario, investigación e industria.

Referencia:

• 400410

pfm deslizante 4005 E

És un microtomo giratorio completamente electrónico, moderno y de nuevo diseño para todas las aplicaciones de uso rutinario, investigación e industria.

Referencia:

400510



Portacuchillas pfm

Es un microtomo giratorio completamente electrónico, moderno y de nuevo diseño para todas las aplicaciones de uso rutinario, investigación e industria.

Referencia:

• 012001



Abrazadera de objetivo estándar no orientable

Sistema de abrazadera de liberación rápida para todos los casetes disponibles. Posibilidad de sujeción transversal y longitudinal. Versión no orientable para adaptación directa

Referencia:

• 010003

Abrazadera de objetivo estándar, orientable

Sistema de abrazadera de liberación rápida para todos los casetes disponibles. Posibilidad de sujeción transversal y longitudinal. Versión orientable con adaptador

Referencia:

• 013019



Abrazadera de objetivo estandar, no orientable.

La pinza de objetos estándar no orientable es adecuada para los micrótomos giratorios y deslizantes pfm. Versión no orientable para adaptación directa. Tamaño máximo de la muestra: 40 x 45 mm

Referencia:

• 010004

Abrazadera de objetivo estandar, orientable.

La pinza de objetos estándar orientable es adecuada para los micrótomos giratorios y deslizantes pfm. Versión orientable con adaptador. Tamaño máximo de la muestra: 40 x 45 mm



Referencia:

• 010044



Abrazadera de casette universal grande, no orientable

Sistema de abrazadera de liberación rápida para casetes de inclusión de gran tamaño. Posibilidad de sujeción transversal y longitudinal. Versión no orientable para adaptación directa

Referencia:

• 013024

Abrazadera de casette universal grande, orientable

Sistema de abrazadera de liberación rápida para casetes de inclusión más grandes Posibilidad de sujeción transversal y longitudinal. Versión orientable con adaptador



Referencia:

• 013023



Abrazadera de objetivo grande estándar, no orientable

Para ejemplares grandes. Versión no orientable para adaptación directa. Tamaño máximo de la muestra: 45 x 60 mm

Referencia:

013010

Abrazadera de objetivo grande estándar, orientable

Para ejemplares más grandes. Versión orientable con adaptador. Tamaño máximo de la muestra: 45 x 60 mm.

Referencia:

• 013009





Adaptador orientable.

El adaptador orientable es adecuado para los micrótomos giratorios y deslizantes pfm. Para orientación de objetos.

Referencia:

• 013016

Adaptador fijo.

El adaptador fijo es adecuado para los microtomos deslizantes y giratorios pfm. Adaptador directo.

Referencia:

• 030055





Abrazadera para laminas, orientable.

Las mordazas con resorte aseguran la muestra en su posición. Versión orientable con adaptador

Referencia:

• 030057

Abrazadera de espécimen redondo, orientable.

Para corte duro de muestras redondas (6, 15 y 25 mm de diámetro).

Versión orientable con adaptador. Sin inserciones

Referencia: 030058





Abrazadera de inserto redondo 6 mm

Hay disponible una gama de accesorios para adaptar los micrótomos pfm medical a los requisitos individuales del cliente. Diametro 6mm

Referencia: 030059

Abrazadera de inserto redondo 15 mm

A range of accessories is available to adapt pfm medical ag microtomes to individual customer requirements. Diametro 15mm.

Referencia: 030060






Inserto-V

Para fijar probetas redondas de tamaño variable. Para instalar en la abrazadera estándar del objeto.

Inserto-R

Para probetas redondas de 24-25 mm de diámetro. Para montar en la abrazadera de objetos estándar.

Referencia: 030063





Base de soporte de cuchilla 3000/3004/3005/3006

La base portacuchillas está diseñada para sujetar la mandíbula superior del portacuchillas desechable; se fija a la placa base del micrótomo mediante el accesorio portacuchillas. Con las palancas excéntricas a izquierda y derecha se puede sujetar o soltar la base portacuchillas.


Referencia: 030051

Portacuchilla desechable, mandibula superior, perfil bajo 3000/3004/3005/3006

La mandíbula superior del portacuchillas desechables de perfil bajo está especialmente diseñada para usarse con hojas de microtomo desechables de perfil bajo (cuchillas estrechas).

Referencia: 030052





Portacuchilla desechable, mandibula superior, Perfil alto 3000/3004/3005/3006

La mandíbula superior del portacuchillas desechables de alto perfil está especialmente diseñada para usarse con cuchillas de microtomo desechables de alto perfil (cuchillas anchas).

Soporte de cuchilla estandar, mandibula superior, pfm Rotary 3000/3004/3005/3006

Para uso con cuchillos de acero y carburo de tungsteno de hasta 16 cm de longitud. Con protector de dedos.

Referencia: 030064





Portacuchillas desechable, mandíbula superior HP TC

Para usar con hojas de microtomo desechables de perfil alto Feather® con borde de carburo de tungsteno. Placa de presión extraíble. Para montar en el pfm Rotary 3006 EM. Fácil de limpiar.

Referencia: 030065

Set de magnificador de campo con iluminación.

Ampliación 2,5x. Para facilitar la alineación cuchillo/hoja y el acercamiento para seccionar. Posición de visualización óptima. Para montar en el pfm Rotary 3006 EM.

Referencia: 030066





Interruptor de pedal para pfm Rotary 3006 EM

El interruptor de pedal se puede utilizar para operar el proceso de corte motorizado (Inicio/Parada). Además, tiene una función similar al pulsador de Parada de Emergencia. Equipamiento opcional para el pfm Rotary 3006 EM



Soporte de cuchilla para pfm Slide 4004M/4005E

El portacuchillas con protección para los dedos para pfm Slide 4004 M/4005 E es adecuado para su uso con todos los cuchillos y portacuchillas convencionales. Portacuchillas giratorio con moderno dispositivo de sujeción excéntrico


Referencia: 013000

Bandeja de residuos para Rotary 3004/3005/3006

La bandeja de residuos de secciones se desliza sobre dos carriles guía en el interior del micrótomo y se coloca de manera que se sienta que encaja. La bandeja de residuos de secciones está fabricada en aluminio anodizado y es fácil de limpiar.

Referencia: 030050






Bandeja para residuos para pfm Slide 4004 M

La bandeja de desechos de cortes para el pfm Slide 4004 M está unida al microtomo y se puede retirar cuando sea necesario para eliminar los desechos de cortes de parafina acumulados. La bandeja de residuos de secciones está fabricada en aluminio anodizado y es fácil de limpiar.

Accesorios de microtomos

Bandeja para resíduos para pfm Slide 4005 E

La bandeja de desechos de cortes para el pfm Slide 4005 E está unida al microtomo y se puede retirar cuando sea necesario para eliminar los desechos de cortes de parafina acumulados. La bandeja de residuos de secciones está fabricada en aluminio anodizado y es fácil de limpiar.



Vista	Tipo	pfm slide 4004M	Pfm slide 4005E	pfm Rotary 3004M	Pfm Rotary 3005E	Pfm Rotary 3006 EM
	Pinza cassette universal.		•		*	
-	Pinza cassette universal, orientable.		*	*	*	
-	Abrazadera de objetos estándar.				*	
- B	Pinza para objetos estandar, orientable		*		*	
	Pinza cassette universal grande.				*	
	Pinza cassette universal grande, orientable.	*	*	•	*	•
	Abrazadera de objetos estándar grande.		*		*	•

Accesorios de microtomos

Vista	Tipo	pfm slide 4004M	Pfm slide 4005E	pfm Rotary 3004M	Pfm Rotary 3005E	Pfm Rotary 3006 EM
-	Objeto estandar grande, orientable.	*	•	*		*
B	Adaptador orientable	*		*		*
T	Adaptador fijo		•	*		*
*	Abrazadera para láminas, no orientable					*
1	Abrazadera para láminas, orientable.					*
A	POrtamuestras redondo. orientable.					*
**	Inserto para portamuestras redondo 6mm					*

Vista	Tipo	pfm slide 4004M	Pfm slide 4005E	pfm Rotary 3004M	Pfm Rotary 3005E	Pfm Rotary 3006 EM
	Inserto para portamuestras redondo 15mm					*
	Inserto para portamuestras redondo 25mm					*
	Inserto en V					*
	Insero R					*
	Base de portacuchillas			*		*
W.	Portacuchillas desechables, mordaza superior, perfil bajo.			*		*
	Portacuchillas desechables, mordaza superior, perfil alto.			*		*

Accesorios de microtomos

Vista	Тіро	pfm slide 4004M	Pfm slide 4005E	pfm Rotary 3004M	Pfm Rotary 3005E	Pfm Rotary 3006 EM
2	Portacuchillas estándar, mandíbula superior.					*
4	Portacuchillas desechable, maxilar superior HP TC.					*
ंदि	Juego de lupa de campo con iluminación.					*
	Interruptor de pie/ pedal.					*
	Bandeja de residuos de sección.			*		*
1	Sujetador de cuchillo.	*				
5	Bandeja de residuos de sección.	*				
	Bandeja de residuos de sección.		*			



Cuchilla para microtomos S35 (universal

La hoja de microtomo desechable S35 es una hoja estándar para la práctica rutinaria y las biopsias.

► Material: acero inoxidable

► Longitud: 80 mm

► Altura: 8 mm

▶ Ángulo de la hoja: 35°

pfm Equipos de laboratorio.



Baño de agua pfm 1000

Es un baño de agua moderno y de nuevo diseño para estirar secciones de parafina en el laboratorio de histología. Se puede utilizar en uso rutinario, investigación e industria.

Referencia: 041010

pfm Tapa de baño de agua 1000

La pfm Tapa de baño de agua 1000 está disponible para el baño de agua pfm como accesorio, ha sido desarrollada por pfm medical ag y se produce en Alemania.

Referencia: 041020





Mesa de estiramiento pfm 1100

Es un dispositivo moderno para estirar y secar secciones de parafina en el laboratorio de histología. Convence por sus características técnicas para un uso fia

pfm Equipos de laboratorio.



Placa de enfriamiento pfm 4100

La placa de enfriamiento pfm 4100 permite un enfriamiento rápido y fácil de los bloques de parafina.

Referencia: 501003

Sistema de refrigeración móvil ofm MCS 400

Es un complemento perfecto para la placa de refrigeración en el laboratorio de histología. Las muestras se pueden enfriar por debajo de la temperatura ambiente durante un período determinado durante el corte en el micrótomo, lo que alivia la necesidad de medios alternativos de enfriamiento, como el uso de cubitos de hielo.

Referencia: 400400S





Sistema de recorte de cassettes pfm CTS 500

Se utiliza para eliminar el exceso de parafina de los bordes exteriores de los cassettes después del procesamiento y la inclusión. Esto simplifica y acelera la preparación de bloques de tejido en el laboratorio de histología.

pfm Equipos de laboratorio.



pfm medical ag

pfm medical ag ofrece una gama de tablas de recorte de plástico para una disección rápida y segura, la tabla de corte pfm permite la disección segura y rápida de muestras de tejido.

Referencia:

• 040300: Tablero de recorte de seguridad pfm 420 x 350 x 35

• 040400 : Tablero de herramientas de seguridad pfm 163 x 350 x 35

• 040700 : Tablero de recorte pfm 600 x 400 x 20

• 040800 : Tabla de recorte pfm pequeña 400 x 250 x 20

Contactos

Correo: norberto.peralta@outlook.com Pagina: https://www.pfmmedical.com/

Telefonos:

Asesor 1: +57 3162915806 (Cali) Asesor 5: +57 315 331 7480

Asesor 2: +57 3212947201 (Barranquilla) +1 (321) 444 2132 (Nivel nacional)

Asesor 3: +57 3134705740 (Bogotá)

Asesor 4: +57 3015392697 (Bogotá y nivel nacional)