

Eurofilm IV Apósito Transparente

Nombre Genérico:

Eurofilm IV Apósito Transparente

Descripción del producto:

Eurofilm IV. Es un apósito para fijación de vías periféricas, elaborado por una película transparente de poliuretano con marco de papel, tiras de sujeción y marquilla indentificadora con tela no tejida, con un adhesivo hipoalergénico a base de acrilato libre de latex.



Indicaciones:

- Cubrir y proteger sitios de inserción de catéteres Centrales y Periféricos
- Cubrir y proteger heridas superficiales
- Protección de la piel en riesgo de daño por roce y fricción
- Fijación de dispositivos a la piel

Características:

- Es transparente, permite la monitorización continua del sitio de inserción del catéter permitiendo el monitoreo sin remover el apósito
- El marco de papel y tiras estériles permiten mejor aseguramiento del catéter -Reducen la posibilidad de desprendimiento del dispositivo y de contaminación en El punto de inserción del catéter.
- Con ranura que demarca el punto de inserción del cateter, garantizando mayor estabilidad del cateter IV
- Membrana Semipermeable que permite el intercambio gaseoso de la piel e impide la entrada de agua, bacterias, virus, suciedad y fluidos corporales
- Facilita la higiene y bienestar, ya que el paciente se puede bañar sin poner en riesgo la integridad del apósito
- Es Hipoalergénico, es decir, reduce el riesgo de una reacción alérgica
- Es suave con la piel, posee una buena adherencia para un uso prolongado en el tiempo
- El apósito viene en presentación estéril
- Con etiquetas para registrar cuando se realizo la punción
- Película de poliuretano que recubre todo el apósito incluido tiras de sujeción
- Apósito transparente con todos los bordes reforzados para aseguramiento vascular periférico de 6.5 x 7 cm.
- Se adapta a movimientos del paciente y contornos corporales

Vida útil:

3 Años

Clasificación del riesgo:

IIA

Registro sanitario:

2018DM-0017469

Vigencia:

Enero 16 de 2028

Condiciones de almacenamiento:

Para mejor desempeño, almacenar el producto a una temperatura que oscile entre 15° - 30°C y a una humedad relativa de 35% - 60%

Contraindicaciones:

En caso de personas con antecedentes alérgicos a su componente, no usar, si se presenta alguna reacción

Instrucciones de uso:

- Únicamente de uso externo.
- Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño
- Evite estirar el apósito durante su aplicación, ya que si lo aplica con tensión puede causar un trauma mecánico en la piel

Productos:

00037 Eurofilm IV 6.5 x 7 Advanced
00038 Eurofilm IV 8.5 x 10.5 cm

Embalaje:

Caja x 50 Unidades
Caja x 50 Unidades