



FICHA TÉCNICA

AIRLIFE Y NEBULIFE

Marca: HomeLife

NEBULIZADOR DE COMPRESOR AIRLIFE Y NEBULIFE USO NIÑOS Y ADULTOS

El nebulizador es usado para convertir los medicamentos líquidos a finas partículas que penetran en los pulmones.

Características

- El nebulizador tiene una bomba de pistón cilíndrica sin aceite como bomba fuente de aire.
- Diseño con apariencia novedosa, estructura compacta, pequeño en volumen, operatividad única, fácil de manejar y transportar.

Especificaciones Técnicas

Clasificación del producto	Equipo de batería externa, parte aplicada tipo BF
Radio máximo de vapor	≥ 0.2 mL/min
Presión máxima de compresión	≥ 0.1 MPa
Flujo de aire comprimido	≥ 8 L/min
Tamaño partículas	Vía respiratoria superior: 10-15 μ m Tráquea: 5-10 μ m Bronquios y alveolos pulmonares: 2-5 μ m
Temperatura de manejo	5°C~40°C, 15%RH~85%RH (no condensado)
Rango de humedad	5°C~40°C, 15%RH~85%RH (no condensado)
Almacenamiento / Temperatura de transporte y rango de humedad	-25°C~70°C, 10%RH~93%RH (no condensado)
Manejo de rango de presión atmosférico	86kPa~106kPa
Almacenamiento / Rango de presión atmosférico para transporte	60kPa~106kPa
Ruido	≤ 65 dB (A) Voltaje 110 VAC $\pm$ 10% 60 Hz
Productividad del tubo	T1.6 ³ /250 VAC, $\phi 5+20$
Suministro de energía	≤ 65 VA
Seguridad/Requisitos de despiece	Cumple todos los requisitos de EN 60601-1, EN 60601-1-2
Prueba de agua	IPX1
Modo de funcionamiento	funcionamiento intermedio – opera por 30 minutos y deténgalo por 30 minutos



Contenido: Equipo, manual de uso, máscara para adulto y pediátrico, tubo de vía aérea, copa de medicación, boquilla, 3 filtros de repuesto.