

60506

Sábana en U


Detalles del producto

Tamaño: 200cm x 290cm, refuerzo absorbente 70 cm x 100 cm, abertura 7 cm x 102 cm

Característica descriptiva: 3 capas, adhesivo, refuerzo absorbente

Esterilidad: Estéril

Imagen



Artículo

60506-00

País de origen: Bélgica

Vida útil: 5 años

Método de esterilización: Beta

Información de embalaje: La primera capa de envasado es una cubierta de plástico. La segunda capa es una caja dispensadora de cartón. La tercera capa es una caja de transporte de cartón corrugado.

Nivel de empaquetado	Cantidad	Código GS1
Paquete de consumo	1	7332551426521
Caja dispensadora	12	7332430822291
Caja de transporte	24	7332430822284
Estiba	384	7332430822277

Material

Tejidos animales:

No

Derivados de la sangre humana:

No

Sustancias medicinales:

No

Ftalatos:

No

Cloruro de polivinilo:

No

Composición del producto

Producto Componente	Área crítica	Área menos crítica	Área del borde
Material de refuerzo	Viscosa/poliéster no tejidos 50 g/m ²	N/A	N/A

Material de la Sábana	Poliéster/polietileno tipo Spunbond no tejido de 30 g/m ²	Poliéster/polietileno tipo Spunbond no tejido de 30 g/m ²	Viscosa no tejida de 23 g/m ²
Material de la Sábana	Película de polietileno de 15 µm	Película de polietileno de 15 µm	Película de polietileno de 40 µm
Material de la Sábana	Polipropileno no tejido de 12 g/m ²	Polipropileno no tejido de 12 g/m ²	N/A
Material adhesivo	A base de caucho sintético	N/A	N/A

Instrucciones de eliminación

Los residuos no peligrosos utilizados los productos BARRIER y las barreras de esterilidad deberían, en la mayoría de los casos, ser clasificados como residuos no peligrosos. Contienen altas cantidades de energía y son muy adecuadas para la incineración. Los productos BARRIER no contienen ningún producto peligroso sustancias que pueden filtrarse si los productos son depositados en un relleno sanitario. Las cajas de transporte están diseñadas para ajustarse a los sistemas de recolección existentes. El nuevo sistema de envasado BARRIER cumple la Directiva sobre residuos de envases de la Unión Europea.

Las instrucciones de almacenamiento

Mölnlycke Health Care recomienda que los productos BARRIER se almacenen en condiciones normales de almacenamiento. Todas las capas de embalaje deben mantenerse intactas hasta que el acceso a las capas subyacentes se Necesario. Las instalaciones de almacenamiento de productos sólo protegidos por la barrera estéril deben conservarse en condiciones en las que prevalezca un bajo nivel de contaminación por partículas de aire, de modo que no constituya un riesgo para el paciente cuando el envase sea abierto y se utilice el producto.

Clasificación

Tipo de regulación	Clase MDD es
Regla de la Clasificación MDD:	1
Tipo de regulación	Clase MDD es
Certificados CE Número:	CE 01966
Dispositivos médicos del organismo notificado/PPE:	BSI (0086)
Uso previsto de MDD:	Los campos quirúrgicos, cuando son esterilizados, están destinados a minimizar la propagación de microorganismos, con el fin de reducir el riesgo de infección postoperatoria de la herida.

Normas aplicadas: las normas presentadas a continuación son una selección de los estándares más esenciales a las que quedan sujetos.

EN 1041, EN 556-1, EN 13795, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, ISO 14001

Etiqueta extraíble

Sí

Código GMDN (nomenclatura global de dispositivos médicos)

47783

Título: Especificaciones de etiquetado para 60506-00

Página 1 (3)

Impresión en barrera estéril

SPLIT SHEET REF 60506

de Schlitztuch

fr Champ en U

es Sábana en "U"

it Telo U

pt Campo em U

nL Splittaken

el Σχιστό σεντόνι

sv Slitslakan

da Splittagen

no Splittaken

is U-lak

fi Halkiolakana

lv Palags ar šķēlumu

et Lõhkuga lina

lt Apklotas su plyšiu

pl Serweta z rozcięciem

ru Простыня с вырезом

tr U Delikli Örtü

hu Sliccelt lepedő

bg Чаршаф с прорез

ro Câmp chirurgical cu fantă

cs U rouška

sl Pregrinjalo z razporkom

sk U plachta

hr Plahta s prorezom


sr Pokrivač sa usekom

mk Čaršaf me čarje

sq Çarshav co proçen

th แผ่นคลุมผ่าตัด ชนิดรูปเกือกม้า

jp スプリットシート



200x290 cm


Título: Especificaciones de etiquetado para 60506-00

Página 2 (3)

Etiqueta extraíble aplicada en la barrera estéril.



Etiqueta para caja comercial



Título: Especificaciones de etiquetado para 60506-00

Página 3 (3)

Etiqueta para caja de transporte

BARRIER®

SPLIT SHEET

REF 60506-00

PCS 24 (2x12)

SIZE 200x290 cm

LOT 12345678 08:04:44 99999

2019-02

de Schlitztuch	pl Serweta z rozcięciem
fr Champ en U	ru Простыня с вырезом
es Sábana en "U"	tr U Delikli Örtü
it Telo U	hu Slicelt lepedő
pt Campo em U	bg Чаршаф с прорез
nl Splittaken	ro Câmp chirurgical cu fantă
el Σχιστό σεντόνι	cs U rouška
sv Slitslakan	sl Pregrinjalo z razporkom
da Splittagen	sk U plachta
no Splittaken	hr Plahta s prorezom
is U-lak	sr Pokrivač sa usekom
fi Halkiolakana	sq Çarçaf me çarje
lv Palags ar šķēlumu	mk Чаршав со процен
et Lõhkuga lina	th แขนคลุมผ่าตัด ชนิดรูปเกือกม้า
lt Apklotas su plyšiu	jp スプリットシート

STERILE R




0086



Mölnlycke Health Care
Box 13083
SE-402 52 Göteborg
Sweden

BARRIER, Mölnlycke Health Care, and the logo are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB. www.molnlycke.com



(01)07332430822284(17)190200(10)12345678(91)01



MÖLNLYCKE
HEALTH CARE
Made in Belgium