

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE GENÉRICO
SI-09700	CATETER INTRODUTOR PERCUTANEO	CATETER INTRODUTOR PERCUTANEO INVIMA: KITS Y JUEGOS DE INTRODUTORES.
DESCRIPCIÓN		
CATÈTER INTRODUTOR PERCUTÀNEO CON VÀLVULA HEMOSTÀTICA Y FUNDA PROTECTORA 7FR X 10 CM REF. SI-09700		
REGISTRO SANITARIO	MODALIDAD DE REGISTRO	CLASIFICACION DE RIESGO
2016DM-0015461	IMPORTAR Y VENDER	III
NOMBRE DEL FABRICANTE		
ARROW INTERNACIONAL INC. ARROW INTERNACIONAL INC CR AS ARROW INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA S.A DE C.V		
PRESENTACIONES	VIDA UTIL	CÓDIGO INTERNACIONAL (GTIN)
EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	5 años	30801902101632
INDICACIONES Y USOS		
PACIENTES QUE REQUIERAN. ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL, PARA USAR CON ELECTRODO DE 6 FR		
ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES		
NO UTILIZAR, SI EL PAQUETE ESTÁ PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. LEER EL INSTRUCTIVO DE MANEJO INCLUIDO EN EL PAQUETE, ANTES DEL USO. USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR. EL PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO.		
COMPONENTES Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO		
CADA SET INCLUYE: 1 CATÉTER INTRODUTOR DE POLIURETANO CON VÀLVULA HEMOSTÀTICA, 1 AGUJA DE PARED FINA CALIBRE 18GA X 6.35CMS, 1 FUNDA PROTECTORA CON TAPA, LOG 80CM, 1 GUÍA FLEXIBLE 0.035"X 45 CMS PUNTA EN "J" 1 DILATADOR, 1 OBTURADOR, 4 GASAS ESTERILES 4" X 4".		
MATERIAL Y PROPIEDADES CATÉTER EN POLIURETANO ALTO GRADO DE BIOCOMPATIBILIDAD BUENA FUERZA DE TENSIÓN RESISTENCIA AL USO TROMBORESISTENTE RESISTENCIA A MUCHOS QUIMICOS RESISTENCIA AL ACODAMIENTO SE ABLANDA DENTRO DEL CUERPO CAPACIDAD PARA EL USO EN TÈCNICAS PERCUTÀNEAS		
IMAGEN		

