

FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO		
REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE GENÉRICO
9079P-VC-005	Aguja EZIO (Acceso Intraoseo) de 45 mm + Kit Estabilizador	EZ-IO 45MM SET DE AGUJAS + ESTABILIZADOR INVIMA: EZ-IO INTRAOSSEOUS VASCLAR ACCESS SYSTEM - SISTEMA DE ACCESO INTRAVASCULAR - EZ-IO
DESCRIPCIÓN		
• AGUJA DE ACERO GRADO MEDICO TESTEADO BAJO ESTANDAR CE 0086, RESISTENTES A LAS POSIBLES AGRESIONES EXTERENAS DURANTE LA INSERCIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DURANTE Y DESPUES DE SUS UTILIZACIONES • TODOS LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL SET ESTERIL, SE GARANTIZAN NO PIROGENOS, LIBRES DE DEHP Y NO CONTIENE LATEX DE ORIGEN NATURAL • AGUJA HUECA CON PROPIEDADES ECOGENICAS Y RADIO PACAS PARA VISUALIZACION Y CONTROL DE INSERCIÓN EN CASO DE SER NECESARIO • AGUJA NO COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA		
REGISTRO SANITARIO	MODALIDAD DE REGISTRO	CLASIFICACION DE RIESGO
2016DM-0014316	IMPORTAR Y VENDER	Ila
NOMBRE DEL FABRICANTE		
TELEFLEX MEDICAL		
PRESENTACIONES	VIDA UTIL	CÓDIGO INTERNACIONAL (GTIN)
CAJA X 5	3 años	10816000011901
INDICACIONES Y USOS		
ESTA INDICADO PARA ACCESO VASCULAR EN PACIENTES DE 40KG O MAYOR, PUEDE SER USADO EN EXTRACCIONES PARA LABORATORIOS COMUNMENTE ORDENADOS, ACOMODA VIRTUALMENTE CUALQUIER FLUIDO O MEDICAMENTO CON INFUSION SEGURA A TRAVES DE PERIFERICO IV, ES PARA USO PEDIATRICO Y EN ADULTOS, Y ES USADO EN CASOS URGENTES Y NO URGENTES .		
ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES		
NO UTILIZAR, SI EL PAQUETE ESTÁ PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. LEER EL INSTRUCTIVO DE MANEJO INCLUIDO EN EL PAQUETE, ANTES DEL USO. USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR. EL PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO.		
COMPONENTES Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO		
1 AGUJA 45 MM X 15 GAUGE CON ESTILETE REMOVIBLE, BASE COLOR AMARILLO. (40KG O MAYOR) 1 EZ – CONECTOR Y EXTENSION – CON PUERTO LIBRE DE AGUJA. 1 BRAZALETE DE IDENTIFICACION. 1 COPA DE SEGURIDAD PARA CORTOPUNZANTES 1 EZ – APOSITO ESTABILIZADOR TELESCOPICO TRANSPARENTE		