

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VERSION: 01

CODIGO: FTP-016

VIGENTE DESDE 16/07/2016

PAGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PRODUCTO		PASTA DE OSTOMÍA	
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO	Ostomy Paste Type: 1060 Ostomy Paste Type: 1060 CE FDA 100 Net W1: 50g Net W1: 50g Support fined whiter France Co. List Ostomy Paste Type: 1060
	VIDA ÚTIL	3 AÑOS	
	REFERENCIA	1060	
	INVIMA 2021DM- 0022785	REGISTRO SANITARIO	
	FABRICANTE	JIANGSU OSTUP MEDICAL PRODUCT CO. LTD.	
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		Clase 1	
DESCRIPCIÓN		La pasta de ostomía de OstupMed está diseñada para proteger y nivelar la piel peri y paraostomal, mejorando la adherencia de las barreras de ostomía en zonas irregulares del abdomen.	
RECOMENDACIONES DE USO		Se recomienda consultar el manual de usuario de la pasta de ostomía, el cual es suministrado con cada caja, antes de ser usada. Aplique la pasta de ostomía en el área de la piel que presenta irregularidades. Con los dedos húmedos o con cualquier otra herramienta si es necesario, aplane la superficie.	
COMPOSICIÓN		La pasta de ostomía está compuesta por carboximetilcelulosa sódica – cmc - na, goma xantana y propilenglicol.	
PRESENTACIÓN COMERCIAL		Tubo colapsible por 60gr.	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		Almacenar en un lugar freso y seco, a una temperatura entre 10°C a 30°C.	
CÓDIGO DE BARRAS		7 7 0 8 3 7	5 6 2 3 4 1 3