



KCI™ now proudly
part of 3M

3M Canister 500 ml V.A.C.®

Código: M8275063/10

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Material de elaboración: Recolector transparente, estéril, de material ABS, desechable, sellado y rígido.

Registro Invima: 2016DM-0015010

Certificación: - FDA - ISO 9001/2008. - ISO 13485/2003.



Clasificación del riesgo: clase: I

Método de Esterilización: Rayos Gamma

Número Reúsos recomendados: 0

Presentación: Unidad estéril

Contenido: Recolector transparente con capacidad de 500cc con filtros hidrofílico y de carbón que ayuda a reducir el olor, paquete de gel que facilitan la solidificación del exudado. También posee tubería con tecnología Sensatrac™ (1,5 Mts. de largo aprox.) y pinza y conector para apósitos.

Indicaciones de uso: Indicado para recolectar el exudado de las heridas manejadas con terapia de presión negativa.

Recomendaciones: No reutilizar ya que puede provocar la contaminación o infección de la herida. El Contenedor o canister V.A.C.® deberá cambiarse cuando esté lleno (sonará la alarma) o al menos una vez a la semana para controlar el olor.

Precauciones: Si se produce una hemorragia activa de forma repentina o abundante durante la Terapia V.A.C.®, o si se observa sangre (rojo brillante) en el tubo o en el contenedor, detenga inmediatamente la Terapia V.A.C.

Disposición final: Residuos peligrosos: Riesgo biológico biosanitario

Contraindicaciones: Ninguna. Desechar en caso de interrumpir la terapia.

