



KCI™ now proudly  
part of 3M

## 3M Canister 300 ml V.A.C.®

Código: M8275058/10

**Marca:** 3M

**Fabricante:** 3M

**Material de elaboración:** Recolector transparente, estéril, de material ABS, desechable, sellado y rígido.

**Registro Invima:** 2016DM-0015010

**Certificación:** - FDA - ISO 9001/2008. - ISO 13485/2003.



**Clasificación del riesgo:** clase: I

**Método de Esterilización:** Rayos Gamma

**Número Reúsos recomendados:** 0

**Presentación:** Unidad estéril

**Contenido:** Recolector transparente con capacidad de 300cc con filtros hidrofílico y de carbón que ayuda a reducir el olor, paquete de gel que facilitan la solidificación del exudado. También posee tubería con tecnología Sensatrac™ (1,5 Mts. de largo aprox.) y pinza y conector para apósitos.

**Indicaciones de uso:** Indicado para recolectar el exudado de las heridas manejadas con terapia de presión negativa

**Recomendaciones:** No reutilizar ya que puede provocar la contaminación o infección de la herida. El Contenedor o canister V.A.C.® deberá cambiarse cuando esté lleno (sonará la alarma) o al menos una vez a la semana para controlar el olor.

**Precauciones:** Si se produce una hemorragia activa de forma repentina o abundante durante la Terapia V.A.C.®, o si se observa sangre (rojo brillante) en el tubo o en el contenedor, detenga inmediatamente la Terapia V.A.C.

**Disposición final:** Residuos peligrosos: Riesgo biológico biosanitario

**Contraindicaciones:** Ninguna. Desechar en caso de interrumpir la terapia.

