



United by purpose.

Apósito V.A.C VERAFO CLEANSE™

Fabricante KCI / Distribuidor KCI
COLOMBIA SAS



Método de Esterilización: Rayos Gamma

Certificación

- FDA
- ISO 9001
- ISO 13485

Presentación

Unidad estéril o Caja x 1 unidades

Descripción Técnica:

Apósito compatible solo con equipo ULTA® limpia, trata y cicatriza. Utilizado para ciclos de presión negativa combinada con instilación de solución.

Composición Kit:

1. Esponja de Poliuretano color gris tamaño 61 x 3.2 diámetro; mas hidrofóbica que el apósito V.A.C. GRANUFOAM™, pre cortada con forma de cilindro que permite flexibilidad clínica para tratar heridas con geometrías complejas y es apropiado para heridas usando un la terapia de V.A.C. VERAFO™
2. Estéril. Libre de látex.
3. Tamaño de los orificios de 133 a 600 micras para generar mejor y más tejido de granulación de manera simétrica.
5. De un solo uso.
6. Dos láminas V.A.C.® Drape avanzado; plástico adhesivo semi-oclusivo, que permiten cubrir las heridas para que se aplique la presión negativa e instilación de soluciones. Cada lamina de V.A.C.® Drape avanzado corresponde a una medida de 20 x 18 cm.
7. Incluye una tubería VERAT.R.A.C™, tubos de silicona doble; para terapia de presión negativa bidireccional con 5 lúmenes. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ y lumen para instilación.
8. Contiene 2 paquetes de sachet de protector cutáneo Cavilón 3M™.

Indicaciones

Dispositivo usado para el manejo avanzado de heridas, está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo; diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos, entre otras.

Heridas infectadas con presencia de biofilm y heridas donde se necesiten aseos frecuentes

Presentación

Paquete de un apósito,
tamaño mediano, código
ULTVCL05MD