

RADIATION ATTENUATION GLOVES

8

2023/03/09 LOT 2302411504

2027/03/09 REF 20873080

Internal number: 100871 5 Prs



(01)29310201043733(17)270309(30)0005(10)2302411504(92)100871

# ENCORE<sup>®</sup>

## Radiation Attenuation Gloves

Powder-Free  
Latex  
Specialty Gloves



5 PAIRS  
5 PARES

Ansell



# ENCORE<sup>®</sup>

## Radiation Attenuation Gloves



Keep Dry



Single  
use only



EU Legal Manufacturer:  
Ansell Healthcare Europe N.V.  
Internationalelaan 55,  
1070 Brussels, BELGIUM

Manufacturer & Authorized  
Representative in Malaysia:  
Ansell N.P. Sdn Bhd  
Lot 80, Air Keroh,  
Industrial Estate,  
75450 Melaka, Malaysia

US Legal Manufacturer/Fabricant:  
Ansell Healthcare Products LLC  
2301 Robb Drive, Reno, NV 89523, USA  
US: 732-345-5400 CA: 450-266-1850

Ansell Ltd  
Level 3, 678 Victoria Street  
Richmond, Victoria, 3121  
Australia

### EN Primary Material: Bismuth Oxide in Natural Rubber Latex

This latex glove contains 50 micrograms or less of total water-extractable protein per gram. Sterile unless this package is opened or damaged.

**CAUTION:** This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.

**CAUTION:** This glove is not intended for use in the direct or primary x-ray beam. The purpose of this radiation protective glove is to protect the hands from scattered secondary radiation exposure originating from the x-ray beam during fluoroscopic procedures.

Gamma Sterilized, Minimum 25kGy

### FR Matière Première: Oxyde de Bismuth allié au caoutchouc de latex naturel

Ce gant de latex contient 50 microgrammes ou moins du total des protéines extractibles de l'eau par gramme.

Usage unique seulement

**ATTENTION:** Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques, incluant des réactions anaphylactiques.

**ATTENTION:** Ce gant n'est pas conçu pour une exposition directe au faisceau primaire du rayon-x. Ce gant de protection aux radiations est fabriqué dans le but de protéger les mains de l'utilisateur à l'exposition de rayons secondaires provenant du faisceau primaire du rayon-x lors de procédures fluoroscopiques.

Sterilisé par rayons gamma, minimum 25kGy

### ES Material Primario: Óxido de Bismuto en látex de caucho natural

Este guante de látex contiene 50 microgramos o menos de proteínas extraíbles con agua por gramo. Para un solo uso. El artículo es estéril a menos que este paquete esté abierto o dañado.

**PRECAUCIÓN:** Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluso reacciones anafilácticas.

**PRECAUCIÓN:** No se debe intentar usar este guante para el uso en la viga de radiografía directa o primaria.

El propósito de este guante es para proteger las manos contra la exposición de radiación secundaria dispersada que sean originada de la viga de radiografía durante procedimientos fluoroscópicos.

Sterilisation Gamma, Minimum 25kGy

Importado y Distribuido por ANSELL COLOMBIA S.A.S  
Carrera 16 No. 97-46 piso 8, Bogotá D.C., Colombia  
Registro No. INVIMA 2023DM-0028812  
"ENCORE RADIATION ATTENUATION GLOVE"

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.  
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Made in Malaysia



Recyclable Packaging

**Ansell**

RADIATION ATTENUATION GLOVES



**EN Primary Material: Bismuth Oxide in Natural Rubber Latex**

This latex glove contains 50 micrograms or less of total water-extractable protein per gram. Sterile unless this package is opened or damaged

**CAUTION: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic reactions.**  
**CAUTION: This glove is not intended for use in the direct or primary x-ray beam. The purpose of this radiation protection glove is to protect the hands from scattered secondary radiation exposure originating from the x-ray beam during fluoroscopic procedures.**

Gamma Sterilized, Minimum 25kGy

**FR Matière Première: Oxyde de Bismuth allié au caoutchouc de latex naturel**

Ce gant de latex contient 50 microgrammes ou moins du total des protéines extractibles de l'eau par gramme.  
Usage unique seulement

**ATTENTION: Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques, incluant des réactions anaphylactiques.**

**ATTENTION: Ce gant n'est pas conçu pour une exposition directe au faisceau primaire du rayon-x. Ce gant de protection contre les radiations est fabriqué dans le but de protéger les mains de l'utilisateur à l'exposition de rayons secondaires provenant du faisceau primaire du rayon-x lors de procédures fluoroscopiques.**

Stérilisé par rayons gamma, minimum 25kGy

**ES Material Primario: Óxido de Bismuto en látex de caucho natural**

Este guante de látex contiene 50 microgramos o menos de proteínas extraíbles con agua por gramo. Para un sólo uso. El artículo es estéril a menos que este paquete esté abierto o dañado

**PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluso reacciones anafilácticas.**

**PRECAUCIÓN: No se debe intentar usar este guante para el uso en la viga de radiografía directa o primaria.**

**El propósito de este guante es para proteger las manos contra la exposición de radiación secundaria dispersada que origina de la viga de radiografía durante procedimientos fluoroscópicos.**

Stérilisation Gamma, Minimum 25kGy

Importado y Distribuido por ANSELL COLOMBIA S.A.S  
Carrera 16 No. 97-46 piso 6, Bogotá D.C, Colombia  
Registro No. INVIMA 2023DM-0026812  
"ENCORE RADIATION ATTENUATION GLOVE"

Ansell,® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.  
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.



Recyclable Packaging

Made in Malaysia

Ansell



8

LOT 2302411504  
2023-03-09  
2027-03-09  
REF 20873080

11 03

ENCORE®  
Radiation Attenuation Gloves

LATEX

Powder-Free

LATEX



1 PAIR / 1 PAR

- EN Primary Material: Bismuth Oxide in Natural Rubber Latex.  
This latex glove contains 50 micrograms or less of total water-extractable protein per gram.  
CAUTION: This Product Contains Natural Rubber Latex Which May Cause Allergic Reactions, including Anaphylactic Responses.  
CAUTION: This glove is not intended for use in the direct or primary x-ray beam. The purpose of this radiation protective glove is to protect the hands from scattered secondary radiation exposure originating from the x-ray beam during fluoroscopic procedures.  
Gamma Sterilized, Minimum 25kGy.
- FR Matière Première: Oxyde de Bismuth allié au caoutchouc de latex naturel.  
Ce gant de latex contient 50 microgrammes ou moins du total des protéines extractibles de l'eau par gramme.  
ATTENTION: Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques, incluant des réactions anaphylactiques.  
ATTENTION: Ce gant n'est pas conçu pour une exposition directe au faisceau primaire du rayon-x. Ce gant de protection aux radiations est fabriqué dans le but de protéger les mains de l'utilisateur à l'exposition de rayons secondaires provenant du faisceau primaire du rayon-x lors de procédures fluoroscopiques.  
Stérilisé par rayons gamma, minimum 25kGy.
- ES Materia Prima: Óxido de Bismuto en látex de caucho natural.  
Este guante de látex contiene 50 microgramos o menos de proteínas extraíbles con agua por gramo.  
PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluso reacciones anafilácticas.  
PRECAUCIÓN: No se debe intentar usar este guante para el uso en la viga de radiografía directa o primaria. El propósito de este guante es para proteger las manos contra la exposición de radiación secundaria dispersada que sean originada de la viga de radiografía durante procedimientos fluoroscópicos.  
Sterilization Gamma, Minimum 25kGy.

| Attenuation Levels / Niveaux d'atténuation / Niveles de atenuación                         |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radiation Beam Energy Level<br>Niveau d'énergie du faisceau<br>Nivel de energía de la viga | Skin Dose Reduction*<br>Réduction de la dose cutanée*<br>Reducción de la dosis de la piel* |
| 60 kVp                                                                                     | 53.70%                                                                                     |
| 80 kVp                                                                                     | 43.20%                                                                                     |
| 100 kVp                                                                                    | 34.70%                                                                                     |
| 120 kVp                                                                                    | 29.30%                                                                                     |

Uncertainty of measurement  $\leq 4\%$ 

\*ASTM 2547-18

Single  
use onlyEU Legal Manufacturer:  
Ansell Healthcare Europe N.V.  
Internationalelaan 55  
1700 Breda, BELGIUMManufacturer & Authorized  
Representative in Malaysia:  
Ansell LLP, Sdn Bhd  
Lot 80, Air Keroh  
Industrial Estate,  
75450 Melaka, MalaysiaUS Legal Manufacturer/Fabricant:  
Ansell Healthcare Products LLC  
2301 Robb Drive, Reno, NV 89523, USA  
US: 732-345-5400 CA: 450-266-1850Ansell Ltd  
Level 3, 678 Victoria Street  
Richmond, Victoria, 3121  
Australia  
PK50250

Made in Malaysia

Ansell

Ansell



**ENCORE<sup>®</sup>**  
Radiation Attenuation Gloves

**Ansell**

PK50370