FICHA TÉCNICA





ENVOLVEDERA SMS

REGISTRO SANITARIO

2014DM-0011725 Vigencia: 29/08/2024

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Son envolturas fabricadas en tela no tejida SMS, diseñadas para envolver material médico quirúrgico y dispositivos médicos que van a ser sometidos a procesos de esterilización.

CONTACTO

TELÉFONO: (604) 444 4815 – 320 7839163

DIRECCIÓN: Cra 66 #43-46 Medellín Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO: ventas@powermedical.co





INDICACIONES DE USO

Usado como un empaque óptimo para la esterilización de todo tipo de materiales o dispositivos médicos y para la fabricación de indumentaria hospitalaria, por su alta resistencia permite esterilizar objetos pesados y de gran tamaño, disminuyendo el riesgo de ruptura durante los procesos de manipulación, almacenamiento y trasporte. Producto de uso único y apto para los métodos de Óxido de Etileno, Vapor, Plasma de Peróxido de Hidrógeno y Formaldehido. Temperatura máxima: 135°C

COMPONENTES Y MATERIALES

Fabricadas en Polipropileno 100% en tela no tejida azul SMS.

PRESENTACIÓN

MEDIDAS (cm)	
50x50 - 60x60 - 70x70 - 76x76 - 80x80 - 80x167 - 92x92 - 100x100 - 105X105 -	
110X110 115x115 - 120X120 - 122x122 -120x145- 130x150 - 150x150 - 180x180	
– 200x200 cm.	
SENCILLAS	DOBLES / BICOLOR
CANTIDAD	
100 – 150 – 300 – 500 – 1000 unidades	50 unidades
GRAMAJES	
PW01 35 gramos	PW80: 80 gr (40+40 gr)
PW02 40 gramos	PW90: 90 gr (40+50 gr)
PW03 50 gramos	PW100: 100 gr (50+50 gr o 40+60 gr)
PW04 65 gramos	PW105: 105 gr (40+65 gr)
PW05 60 gramos	PW110: 110 gr (50+60 gr)
	PW115: 115 gr (50+65 gr)
	PW120: 120 gr 60+60 gr)
	PW130: 130 gr (65+65 gr)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa. No exponer a humedades, calor intenso o flamas. T°: 15-35°C - Humedad relativa: 45-75%

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Usar solo una vez. Usar dentro del tiempo válido. No usar si el empaque está dañado. Su disposición final será en reciclaje.

RIESGO Y VIDA ÚTIL

Riesgo I. No invasivo. Vida útil de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque permanezca intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento.