

KENDALL™

ELECTRODO MONITOREO ECG MEDI-TRACE MT530

Ficha Técnica

Marca:	KENDALL™
Clasificación de riesgo:	I
Método de esterilización:	NA
Vida útil:	36 meses

Diseñado para un desempeño óptimo y mayor adherencia, cuentan con respaldo de sustrato de espuma de alta calidad y un adhesivo altamente resistente para un excelente acoplamiento de la piel y contacto eléctrico en condiciones difíciles como ECG de esfuerzo, pruebas de Holter y piel diaforética. permite una permanencia prolongada, a la vez que no deja residuos en la piel tras su retirada.

1. Información básica del producto

· Forma / tamaño (excluido el agarre)	Lágrima, Ø 45 mm
· Superficie total del producto	1644 mm ²
· Grosor del producto (excluyendo el adaptador)	2 mm (Espuma gruesa)
· Adaptador	Broche
· Radioluminiscencia	NO

2. Información de materiales

· Material de soporte	Espuma gruesa de Polietileno blanco, goma EVA
· Características de adherencia	Adhesivo acrílico de grado médico (alta adherencia)
· Características del gel	Hidrogel conductor y adhesivo
· Etiqueta posterior / de apoyo	Película de poliolefina impresa
· Plástico protector	Poliestireno
· Sensor	Polímero de carbono recubierto de Ag/AgCl
· Adaptador/Conector/Cable	Latón niquelado
· Cable Latigillo integrado	NA
· Exento de Látex	SI
· Exento de DEHP	SI

3. Embalaje

Presentado sobre láminas multi perforadas que permiten una fácil disposición en tiras o unidades.

EMBALAJE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO / UNIDAD DE VENTA
Producto en bolsa Papel/LDPE/Alu/LDPE	31013926	Electrodo Medi-Trace MT530	30 Unidades por Bolsa



Número de Registro INVIMA 2017DM-0017019
Fecha Vencimiento Registro 23/10/2027
Fabricante: Covidien LLC - 15 Hampshire - USA

KENDALL™

ELECTRODO MONITOREO ECG MEDI-TRACE MT530

6. Biocompatibilidad

- Prueba de cumplimiento de DIN ISO 10993

Superada

7. Medio ambiente

- Directiva RoHS

En cumplimiento

8. Indicaciones

Diseñado para paciente adulto.

Mayor adherencia, especial para paciente diaforético.

Principalmente aplicado en exámenes de diagnóstico (pruebas de esfuerzo y holter).

Diseñado para mantenerse fresco hasta 30 días fuera del paquete.

Requisitos de almacenaje

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

Caducidad

24 Meses

Eliminación

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

IMPORTANTE: Por favor, consultar la información incluida en el embalaje para instrucciones, contraindicaciones, avisos y precauciones.

