

KENDALL™

ELECTRODO MONITOREO ECG RADIOLÚCIDO MEDI-TRACE MT850

Ficha Técnica

Marca:	KENDALL™
Clasificación de riesgo:	I
Método de esterilización:	NA
Vida útil:	24 meses

Dispositivos de alto rendimiento para paciente adulto, ideales para uso en cualquier área del hospital donde se necesita una función radiolúcida.

Diseñados con un sustrato de espuma delgada, integran un adhesivo de agarre fuerte que es resistente a los fluidos, flexible y se adapta fácilmente a la piel del paciente. Su hidrogel adhesivo conductor proporciona una adhesión adicional, no deja residuos en la piel y está diseñado para mantenerse fresco hasta 45 días fuera del paquete.

1. Información básica del producto

• Forma / tamaño (excluido el agarre)	Rectangular, 35 mm x 47 mm
• Superficie total del producto	1645 mm ²
• Grosor del producto (excluyendo el adaptador)	0,8 mm
• Adaptador	Broche
• Radioluminiscencia	Sí

2. Información de materiales

• Material de soporte	Espuma gruesa de Polietileno blanco, goma EVA
• Características de adherencia	Adhesivo acrílico de grado médico
• Características del gel	Hidrogel conductor y adhesivo
• Etiqueta posterior / de apoyo	Película de poliolefina impresa
• Plástico protector	Poliestireno
• Sensor	Polímero de carbono
• Adaptador/Conector/Cable	Carbono translúcido
• Cable Latigillo integrado	NA
• Exento de Látex	SI
• Exento de DEHP	SI

3. Embalaje

Presentado sobre láminas multi perforadas que permiten una fácil disposición en tiras o unidades.

EMBALAJE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO / UNIDAD DE VENTA
Producto en bolsa Papel/LDPE/Alu/LDPE	22850	Electrodo Medi-Trace MT850	50 Unidades por Bolsa



KENDALL™

ELECTRODO MONITOREO ECG RADIOLÚCIDO MEDI-TRACE MT850

4. Características especiales

- Translucidez Rayos X

Sí

5. Biocompatibilidad

- Prueba de cumplimiento de DIN ISO 10993

Superada

6. Medio ambiente

- Directiva RoHS

En cumplimiento

7. Indicaciones

Electrodo para monitorización cardíaca, especial para el uso en pruebas radiológicas sin necesidad de ser retirado.
No es necesario quietar durante el lavado e higiene del paciente.



Requisitos de almacenaje

No utilizar si el envase esta abierto o dañado.

Caducidad

24 Meses

Eliminación

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

IMPORTANTE: Por favor, consultar la información incluida en el embalaje para instrucciones, contraindicaciones, avisos y precauciones.