

KENDALL™

APÓSITO POST-QUIRÚRGICO TELFA AMD

Ficha Técnica

Marca: Telfa™

Clasificación de riesgo:

Método de esterilización: ETO

Vida útil: 36 meses

Apósito post-quirúrgico con pad absorbente central de poliéster denso no tejido con una base de algodón impregnado con antimicrobiano Polihexametileno Biguanida al 0,2%.

1. Información básica del producto

- · Impregnado en PHMB Polihexametileno Biguanida al 0,2% con amplio espectro antibacteriano; MERS, VRE, G, (+), G(-), hongos y levaduras.
- · Previene la infección de Sitio Operatorio (ISO).
- · Resiste la colonización bacteriana dentro del apósito.
- · Limita la contaminación cruzada desde y hacia el paciente, el médico y el entorno.
- · Mínima tóxicidad celular de cicatrización.
- · Con película protectora central antiadherente fija al pad central (llamada myllar) que proteje la cicatriz y no se adhiere a la sutura.
- · Interior de algodón que ofrece una absorción moderada para el control de humedad de la herida.
- · Probado para actuar, sin afectar el correcto de epitelización.
- · Estéril.
- · Hipoalergénico.

2. Otras Especificaciones

- · Cobertura de incisiones quirúrgicas.
- · Cobertura de laceraciones y abrasiones.
- · Zonas donantes de injerto femoropoplíteo.
- · Herida incisional lineal bajo drenaje.
- * Colocar sobre la piel limpia y seca.



3. Presentación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
7665	TELFA™ AMD 4 x 5″ (10 X 12,5 cm)	200 Cartón X 25 Unidades
7666	TELFA™ AMD 4 x 8″ (10 X 20 cm)	100 Cartón X 25 Unidades
7667	TELFA™ AMD 4 x 10″ (10 X 25 cm)	100 Cartón X 25 Unidades
7668	TELFA™ AMD 4 x 14″ con AMD (10 X 35 cm)	50 Cartón X 25 Unidades

Número de Registro INVIMA 2020DM-004110-R2 Fecha Vencimiento Registro: 08/07/2030 Fabricante : Covidien LLC- 15 Hampshire - USA