

Apósito de fibra gelificante.

- Alta capacidad de retención para reducir el riesgo de fugas y maceración¹.
- Alta resistencia a la tracción que permite la extracción del apósito de una pieza^{2,3}.
- Geles en contacto con el exudado para crear un ambiente húmedo para la herida.



Absorbe y bloquea exudado, incluso bajo compresión, para reducir riesgo de fugas y maceración^{1,2,4,7,8}



Transfiere el exudado de manera eficiente del lecho de la herida al apósito secundario^{1,2,4,6}

Promueve el debridamiento autolítico para apoyar un lecho de herida limpio sobre retiro del apósito^{2,4,7}



Permanece intacto durante su retiro^{1,2,5,7}



Exufiber®

¿Cómo funciona Exufiber®?

Exufiber® es un apósito no tejido estéril hecho de fibras de polivinilo de alcohol (PVA) altamente absorbentes. En contacto con el exudado de la herida, Exufiber se transforma en un gel que facilita la cicatrización de heridas húmedas y facilita la extracción del apósito durante los cambios. Exufiber está disponible tanto en lámina como en mecha.

Beneficios de Exufiber®

- Alta resistencia a la tracción que permite el retiro del apósito en una sola pieza.^{2,3}
- Alta capacidad de retención que reduce el riesgo de maceración y fugas del exudado^{1,2}
- Absorbe y retiene el exudado, la sangre y las bacterias^{2,4,5}
- Muy absorbente, incluso bajo terapia de compresión⁷
- Puede permanecer por 7 días⁶

Recomendaciones de Uso

Exufiber está diseñado para ser utilizado en una amplia gama de heridas exudativas:

- Lesiones por presión
- Úlceras de piernas y pies
- Quemaduras de espesor parcial
- Heridas Quirúrgicas
- Sitios donantes
- Heridas crónicas

Precauciones

- Todas las heridas deben inspeccionarse con frecuencia.
- En caso de signos de infección, consulte a un profesional de la salud para el tratamiento de la infección. Exufiber no está indicado para heridas secas o quemaduras de espesor total. Si el apósito se seca y es difícil de quitar, debe humedecerse de acuerdo con el protocolo clínico y dejarlo en remojo hasta que se levante fácilmente.

Forma de utilización de Exufiber®



1. Limpiar la herida con un limpiador de heridas según protocolo institucional. Seque completamente la piel circundante.
2. Retire con técnica estéril el apósito del empaque.



3. Para heridas superficiales: aplique el apósito Exufiber para cubrir toda la herida con una superposición de al menos 1-2 cm sobre la piel circundante. El apósito Exufiber se encogerá ligeramente a medida que absorbe el líquido de la herida.

4. Para heridas cavitadas: coloque una lámina o mecha según necesidad del lecho de la herida.



5. Cúbralo con un apósito secundario adecuado. La terapia de compresión se puede utilizar junto con Exufiber.

PRESENTACIONES

Exufiber®



CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDADES	REG. INVIMA
709900	5 x 5	10	2019DM-0020382
709901	10 x 10	10	2019DM-0020382
709902	10 x 12	10	2019DM-0020382
709903	15 x 15	10	2019DM-0020382
709909	2 x 45	5	2019DM-0020382
709904	20 x 30	5	2019DM-0020382

ALMACENAMIENTO	: Lugar limpio y seco
METODO ESTERILIZACION	: ETO
PROCEDENCIA	: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
VIGENCIA	: 3 años
CERTIFICACIONES	: ISO 9001, ISO 13485, CE 01965

Referencias: 1. Chadwick P, McCordle J. Open, non-comparative, multicenter post clinical study of the performance and safety of a gelling fibre wound dressing on diabetic foot ulcers. Journal of Wound Care 2016; 25(4): 290-300. 2. Smet, S., Beele, H., Saine, L., Suys, E., Henrickx, B. Open, non-comparative, multi-centre post market clinical follow-up investigation to evaluate performance and safety on pressure ulcers when using a gelling fibre dressing as intended. Poster Presentation at European Pressure Ulcer Advisory Panel Conference, 2015, Ghent, Belgium. 3. Surgical Materials Testing Laboratory. BS EN 13726-1:2002: Test methods for primary wound dressings. Mölnlycke Health Care. Data on file. (2014). 4. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2019. 5. Davies, P., McCarty, S., An in-use product evaluation of a gelling fibre dressing in wound management. E-poster presentation at Wounds UK Conference, 2017, Harrogate, United Kingdom. 6. Mölnlycke Health Care. Data on file. (2018). 7. Mölnlycke Health Care. Data on file. (2019). 8. Mölnlycke Health Care. Exufiber. Gesellschaft für Versorgungskonzepte in der Wundbehandlung (GVW) mbH, Stuttgart, Germany. Data on file (unpublished report, 2017). 9. McGrath A (2011) Overcoming the challenge of overgranulation. Wounds UK 7(1): 42-9

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 -Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 – Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com



Mölnlycke®
www.molnlycke.com