

Apósito antimicrobiano de espuma de poliuretano con plata y tecnología Safetac[®].

- Rápida y sostenida acción antimicrobiana.
- Atraumática para la herida y la piel perilesional (Tecnología Safetac[®]).
- Excelente control del exudado.



• 1,2 mg /cm² Sulfato de Plata + Carbón

Espuma de poliuretano

- Absorbe el exudado
- Se adapta a los contornos del cuerpo

• El efecto antimicrobiano es activo a partir de los 30 minutos y permanece durante 7 días

Safetac[®]
TECHNOLOGY

Capa con Tecnología Safetac[®]

Safetac[®] Menos trauma. Menos dolor.™

Apósitos con Tecnología Safetac[®] son atraumáticos en la remoción¹. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional^{2,3}, lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.com



El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales



No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac[®]

Mepilex® Ag

¿Cómo funciona Mepilex® Ag?

Mepilex® Ag es un apósito antimicrobiano formado por una espuma de poliuretano, que absorbe el exudado a la vez que fomenta la curación en ambiente húmedo, la capa de contacto con la piel perilesional de suave silicona disminuye el riesgo de maceración. Mepilex® Ag es activo frente a los patógenos de la lesión a partir de los 30 minutos de su aplicación. Mantiene su efecto hasta por 7 días.


Indicaciones

Mepilex® Ag está indicado para lesiones con un amplio rango de exudado, heridas infectadas y colonizadas críticamente, en las que la carga bacteriana impide el proceso normal de cicatrización, tales como úlceras en extremidades inferiores, lesiones por presión y quemaduras. Mepilex® Ag puede combinarse con vendaje compresivo.


Precauciones

- No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a la plata.
- No utilizar Mepilex® Ag durante tratamientos con radiación, ejemplo en realización de ultrasonidos, resonancias diatérmicas o magnéticas.


Forma de utilización de Mepilex® Ag



1. Limpiar la herida de acuerdo con la práctica clínica. Secar la piel perilesional.



2. Retirar el film protector y colocar el apósito por la parte adherente sobre la lesión. No estirar.



3. Asegurar Mepilex® Ag con un vendaje u otra fijación, si es necesario.



CÓDIGO	TAMAÑO (CM)	UNIDADES POR CAJA	REG. INVIMA
287090	10 x 12	5	2020DM-0021561
287100	10 x 10	5	2020DM-0021561
287200	10 x 20	5	2020DM-0021561
287300	15 x 15	5	2020DM-0021561
287400	20 x 20	5	2020DM-0021561
287500	20 x 50	2	2020DM-0021561

ALMACENAMIENTO: Lugar limpio y seco
METODO ESTERILIZACIÓN: ETO
PROCEDENCIA: Finlandia
VIGENCIA: 3 años

CERTIFICACIONES:
ISO 9001, ISO 13485, CE 01965

PRESENTACIONES Mepilex® Ag

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com

