

Inlay Optima™

Ficha Técnica



Indicación

Los stent ureterales BD. ofrecen una inserción suave y atraumática comodidad del paciente, permanencia de 365 días, más la capacidad de ayudar a reducir la acumulación de las sales de calcio de la orina sobre la superficie del stent.



Biocompatibilidad

Todos los stent ureterales de Bard poseen biocompatibilidad con el uréter.



Esterilizado

Esterilizado en Óxido de Etileno, apirógeno con envase indemne.



Concepto

Stent ureteral.



Etiquetado y Embalaje

El producto viene embalado en cajas de cartón, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración.



Almacenaje

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.




Aspectos técnicos

4.7,6,7,8 fr
14, 20 ,22 ,24 ,26 y 28 cms
Pellethane (polímero de poliuretano en base a éter) revestido de hidrogel
5 años
INVIMA 2014DM-0011669
INVASIVO
IIb

Caraterísticas

• Diseño completo en espiral, punta ahusada, lumen grande, se ablanda en 50% a temperatura corporal, alta radiopacidad, marcas de cms, tamaño y colocación superficie extralisa.



BD Colombia

Calle 97 # 23-60 Piso 9 Ed. Torre Proksol Tel: (571) 7566060

2023 BD. El logo BD son marcas registradas por Becton, Dickinson and Company.