

Skylite™ 1.9 Tipless Nitinol Basket

Ficha Técnica



Descripción

La cesta de nitinol sin punta Skylite™ cuenta con una canasta "sin punta" diseñada para ayudar con la recuperación atraumática de piedras en el uréter y los cálculos.


Consta de un mango para abrir, cerrar y girar la cesta, un eje de poliamida flexible y una cesta de cálculos de nitinol de 4 alambres.

El paquete incluye una (1) cesta y un (1) introductor.



Concepto

Cesta de nitinol sin punta.



Etiquetado y embalaje

El producto viene embalado en caja cartón con 1 und. etiquetado con nombre del producto, descripción del producto, lote, fecha de fabricación y expiración.



Almacenaje

Almacenar en un entorno seco a temperatura ambiente. No exponer el producto a temperaturas superiores a 40°C (104°F). Este dispositivo es para un solo uso exclusivamente. No usar si el envase está abierto o dañado.



Indicaciones

Este dispositivo está diseñado para utilizar en la extracción endoscópica de cálculos ureterales y renales.



Características

- Fabricada con nitinol, la canasta SKYLITE™ ofrece un diseño resistente a las torceduras para ayudar con la extracción de piedras.
- Permite la desviación completa de 270 ° de un ureteroscopio flexible. Diseñado para un rendimiento confiable y duradero en un ureteroscopio flexible completamente angulado.
- La funda cargada por resorte está diseñada para proteger la canasta de daños o distorsiones durante la extracción de piedras.



Aspectos técnicos

Diámetros	1.9 Fr
Longitud	120 cm
Composición	Nitinol
Referencias	041900 Stone Basket, SKYLITE™, Tipless, Nitinol longitud 120cm, Basket 12mm, Camisa 1.9FR.
Vida útil	36 meses
Registro sanitario	INVIMA 2017DM-0016161
Tipo de dispositivo	INVASIVO
Riesgo	IIA