



X Force™

Ficha Técnica



Indicación

En cualquier procedimiento de extracción de cálculos, los desafíos a los que siempre se enfrentan los profesionales suelen incluir un acceso eficiente, una navegación fluida a través de la delicada anatomía y la dilatación óptima de las vías. Bard Endourology trabaja continuamente para desarrollar herramientas quirúrgicas más novedosas y eficaces para hacer frente a estos desafíos. Uno de los resultados es la tecnología incorporada en nuestros nuevos catéteres de dilatación con balón X-Force®, disponibles para dos aplicaciones: El catéter de dilatación con balón para ureteroscopia X-Force™ U30 y el catéter de dilatación con balón para nefrostomía X-Force™ N30. Cada uno de ellos está diseñado con el objetivo de satisfacer las necesidades específicas de las intervenciones basadas en las particularidades anatómicas, y cada uno ofrece una solución innovadora para lograr una extracción de cálculos más eficaz y eficiente.



Biocompatibilidad

Todos los balones de Bard cuentan con Biocompatibilidad del uréter disponibles en estudios.



Esterilizado

Esterilizado en Óxido de Etileno, apirógeno con envase indemne.



Concepto

Catéter de dilatación con balón.



Aspectos técnicos

Diámetros	U30: 4-5-7-8-10 mm N30: 8-10 mm
Longitud	U 30 : 4-6-10 cm N30: 15 cm
Material	Poliparifinelo
Vida útil	3 años
Registro sanitario	INVIMA 2014DM-0011068
Tipo de dispositivo	INVASIVO
Riesgo	IIA



Etiquetado y Embalaje

El producto viene embalado en la caja de cartón, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, Fabricación USA.



Almacenaje

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



Caraterísticas

Punta y marcadores radiopacos

- Ayudan a guiar la navegación y garantizan una colocación exacta.
- Puntas y hombros cortos y ahusados para una inserción suave y atraumática con mayor proximidad a los cálculos 30 RBP mediante una tecnología patentada de fibra multicapa, ofrece hasta un 50 % más de fuerza de dilatación en comparación con los balones de la competencia.
- Conectores etiquetados, para facilitar su uso, los conectores están claramente marcados con la presión de estallido establecida (RBP) y las guías compatibles.
- Diseño de eje coaxial se traduce en mayor resistencia de la columna, que evita casi totalmente que el catéter se tuerza o se doble durante la inserción. El revestimiento Glissando™ del eje permite una navegación suave, mientras que la luz interna de polimida facilita el movimiento sobre la guía. Minimiza el perfil para lograr una reinserción atraumática y eficiente de balón.
- Disponible en punta recta y coude.

BD Colombia

Calle 97 # 23-60 Piso 9 Ed. Torre Proksol
Tel: (571) 7566060

2023 BD. El logo BD son marcas registradas por Becton, Dickinson and Company.

bd.com