



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
NOMBRE DEL PRODUCTO	BATAPACIENTE CRUZADA TIPO JAPONESA		
DESCRIPCIÓN	Bata para paciente manga corta o sisa con cuatro tiras de amarre cruzada, elaborada en tela no tejida SMS Azul Quirúrgico, con sujeción en el cuello y cintura en SMS, desechable, resistente a líquidos y a fluidos biológicos.		
USOS	Este producto es para un solo uso en hospitales, clínicas, consultorios, demás instituciones que presten servicios de salud.		
VIDA UTIL ESTERIL	3 Años	CLASIFICACION INVIMA	Riesgo I
PRESENTACIÓN	Estéril y no estéril	TALLA	Única

PROPIEDADES FÍSICAS			
MATERIAL	Tela SMS	COLOR	Azul y/o blanco
DIMENSIONES	Aprox. Largo 1,00 mts. Contorno 1,28 mts.		

PRESENTACION			
EMPAQUE	UNIDADES SEGÚN EMPAQUE	EMBALAJE	UNIDADES SEGÚN EMBALAJE
Bolsa de Polipropileno de 25x33 cm	10 Batapaciente	Caja de Carton 60 x 42 x 50 cm	100 Batapaciente

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	CUALIDADES DEL PRODUCTO
1. Almacenar en un lugar fresco y seco. 2. Usar hasta su fecha de vencimiento o vida útil. 3. Consérvese a temperatura ambiente 4. Evitar contacto con superficies contaminadas. 5. Producto de un solo uso y personal. 6. No usar en caso de estar húmedo o defectuoso. 7. No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar 8. Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso o pared. 9. Almacenar en un lugar limpio y seco y libre de contaminación 10. No almacenar cerca de fuente de calor ni olor.	*Material Biodegradable *Alta resistencia a fluidos *No es Tóxico

RECOMENDACIONES / PRECAUCIONES
Conservarse a una temperatura inferior a 30°C
No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado

DISPOSICION FINAL	De acuerdo con la normatividad Colombiana vigente, disponer como residuo bio-sanitario.
-------------------	---