



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
NOMBRE DEL PRODUCTO	BATÓN CIRUJANO		
DESCRIPCIÓN	Batón, sujeción en cuello y cintura con 4 tiras de amarre, puño en algodón y/o Poliéster ,elaborado en tela SMS que actúa como barrera microbiana y posee gran resistencia al rasgado, repelente a fluidos, sangre y otros líquidos.		
USOS	Utilizados para evitar o reducir la contaminación cruzada por agentes infecciosos entre pacientes, entornos quirúrgicos y personal de la salud en procedimientos médicos y quirúrgicos con manejo de fluidos.		
VIDA UTIL ESTERIL	3 Años	CLASIFICACION INVIMA	Riesgo I
PRESENTACIÓN	Estéril y no estéril	TALLA	Unica

PROPIEDADES FÍSICAS			
MATERIAL	Tela SMS	COLOR	Azul y/o blanco
GRAMAJE	30 y/o 35 Gramos		
DIMENSIONES	Aprox. Largo 1,10 mts. Contorno 1,40-1,60 mts. Puño 7 cm ancho		

PRESENTACION			
EMPAQUE	UNIDADES SEGÚN EMPAQUE	EMBALAJE	UNIDADES SEGÚN EMBALAJE
Bolsa de Polipropileno de 25x33 cm	10 Batón cirujano	Caja de Carton 60 x 42 x 50 cm	100 Batón cirujano

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	CUALIDADES DEL PRODUCTO
1. Almacenar en un lugar fresco y seco. 2. Usar hasta su fecha de vencimiento o vida útil. 3. Consérvese a temperatura ambiente 4. Evitar contacto con superficies contaminadas. 5. Producto de un solo uso y personal. 6. No usar en caso de estar húmedo o defectuoso. 7. No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar 8. Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso o pared. 9. Almacenar en un lugar limpio y seco y libre de contaminación 10. No almacenar cerca de fuente de calor ni olor.	*Material Biodegradable *Alta resistencia a fluidos *No es Tóxico

RECOMENDACIONES / PRECAUCIONES
Conservarse a una temperatura Inferior a 30°C
No utilizar si el producto esta contaminado o el empaque deteriorada

DISPOSICION FINAL	De acuerdo con la normatividad Colombiana vigente, disponer como residuo bio-sanitario.
-------------------	---