



FICHA TÉCNICA



NOMBRE DEL PRODUCTO:	Juego de recuperación de filtros Günther Tulip® para vena cava GTRS-200-RB
REGISTRO INVIMA:	2021DM-0007363-R1
VENCIMIENTO INVIMA:	7/12/2031
VIDA ÚTIL:	3 AÑOS
TITULAR DEL REGISTRO:	WILLIAM COOK EUROPE APS
SOLICITUD DEL REGISTRO:	VJ CARDIOSISTEMAS S.A.S.
FABRICANTE:	COOK INCORPORATED
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	III
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Empaque unitario estéril
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS:	El set contiene 1 introductor de banda radiopaca de 11.0 fr x 60cm de Longitud, dilatador de 12fr x 20cm de Longitud, guía de .035" x 145 cm de longitud y aguja de 18 Ga x 7.0 cm.
USOS DEL PRODUCTO:	Se utiliza para la recuperación de filtros Günther Tulip y Cook Celect® Vena Cava implantados en pacientes que ya no necesitan un filtro. La recuperación del filtro solo se puede realizar mediante un abordaje yugular.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:	Debe ser utilizado por personal calificado, siguiendo las instrucciones para el uso específico. Son indicados para un solo uso. Almacenar en un lugar oscuro, aireado y seco. No exponerlos a la luz, protegidos del polvo.