


Malla Quirúrgica Winer II

Ideal para el tratamiento de grandes eventraciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de poro Porosidad efectiva

Superficie reactiva

Densidad

Composición

Espesor

Método de Esterilización

Vida útil del producto

2600 µm

90%

10%


 $70 \,\mathrm{g/m^2}$

100% Polipropileno

0,6 mm

Óxido de Etileno

36 meses



- Alta porosidad efectiva y baja superficie reactiva, que permiten formación de tejido conectivo, generando una adecuada integración tisular.
- Excelente relación costo beneficio.
- Dispositivo de mediana densidad, con una menor respuesta inflamatoria.
- Fabricadas totalmente en polipropileno de alta transparencia que garantiza la visualización tisular durante la cirugía, haciendo más seguros los procedimientos.
- Disponibles en tamaños hasta 50 cm. X 50 cm. que permite el tratamiento de grandes defectos en la pared abdominal, evitando que el cirujano tenga que añadir fragmentos de mallas, los cualesa tienen un comportamiento irregular e impredecible.

PRESENTACIÓN

| | Código | Presentación | Unidad de Empaque |
|-----------|-----------|----------------|--------------------|
| | 502061101 | 6 cm x 11 cm | 1 Unidad por sobre |
| | 502751001 | 7.5 cm x 10 cm | 1 Unidad por sobre |
| 18 | 502751501 | 7.5 cm x 15 cm | 1 Unidad por sobre |
| 18 | 502101001 | 10 cm x 10 cm | 1 Unidad por sobre |
| *** | 502101501 | 10 cm x 15 cm | 1 Unidad por sobre |
| ** | 502151501 | 15 cm x 15 cm | 1 Unidad por sobre |
| ₩ | 502202001 | 20 cm x 20 cm | 1 Unidad por sobre |
| \ | 502252501 | 25 cm x 25 cm | 1 Unidad por sobre |
| ₩ | 502253001 | 25 cm x 30 cm | 1 Unidad por sobre |
| ≋ | 502253501 | 25 cm x 35 cm | 1 Unidad por sobre |
| * | 502303001 | 30 cm x 30 cm | 1 Unidad por sobre |
| * | 502404001 | 40 cm x 40 cm | 1 Unidad por sobre |
| ** | 502505001 | 50 cm x 50 cm | 1 Unidad por sobre |