

MEDI-GRIP® Latex Standard

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guante quirúrgico de látex sin polvo que brinda comodidad, destreza y protección confiable todos los días

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fabricado con moldes propios con forma anatómica para proporcionar un ajuste cómodo y ayudar a minimizar la fatiga de las manos
- Formulación de látex suave y maleable con un grosor optimizado para proporcionar una buena sensibilidad táctil y destreza
- Recubierto de polímero para una colocación rápida y sencilla

PRECAUCIÓN: No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por personas sensibilizadas al látex. Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Recomendado para

- Procedimientos estériles en quirófano.
- Mejor agarre en entornos húmedos
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



MEDI-GRIP®
Protección diaria en la que
puede confiar

Apreciados en todo el mundo por su protección diaria, los cirujanos, las enfermeras de quirófano y los técnicos quirúrgicos pueden confiar en ellos para realizar sus tareas diarias de forma segura y cómoda.

MEDI-GRIP® Latex Standard

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Natural
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Con reborde
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero
Prevención contra Alergias	Ninguna
Nivel de Agarre	Moderar
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	0.65 AQL
Estéril	Sí
Normativas del producto	ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
Fecha de Caducidad	3 years
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	330200755	330200760	330200765	330200770	330200775	330200780	330200785	330200790

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Centroamérica y Sudamérica
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brasil
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacífico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: + 91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
China
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com

MEDI-GRIP® Latex Standard

GUANTES QUIRÚRGICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Material	Látex de caucho natural
Contenido de polvo	Sin polvo
Color	Natural
Forma	Anatómico con dedos arqueados
Superficie interna del guante	Revestimiento de polímero
Superficie externa del guante	Liso con acabado microtexturado
Estilo de puños	Con reborde

PROPIEDADES FÍSICAS

	Dedo	Palma	Puño
Grosor Capa típica (mm/mil)	0.22 ± 0.03 / 8.66 ± 1.18	0.18 ± 0.03 / 7.09 ± 1.18	0.15 ± 0.02 / 5.91 ± 0.79
Longitud del guante Típica (mm/pulg)	290 / 11.4		
Resistencia Mínimo	Antes del desgaste / Nuevo		
	ASTM ¹	EN ²	ISO ³
Elongación a la rotura (%)	≥ 750	-	-
Fuerza a la rotura (N)	-	≥ 9.0	-
Resistencia a la tracción (MPa)	≥ 24	-	-
	Después del desgaste / Después de la prueba de estimulación		
	ASTM ¹	EN ²	ISO ³
Elongación a la rotura (%)	≥ 560	-	-
Fuerza a la rotura (N)	-	≥ 9.0	-
Resistencia a la tracción (MPa)	≥ 18	-	-
Confort Máximo		ASTM ¹	ISO ³
Fuerza a una elongación del 300 % (N)		-	≤ 2.0
Tensión a una elongación del 500% (MPa)		-	-

PERFIL DE SEGURIDAD ALERGÉNICA

Aceleradores químicos de vulcanización	Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)
Irritación primaria de la piel	No se considera un irritante primario según las directrices de la normativa FHSA 16 CFR 1500 / ISO 10993-10
Sensibilización cutánea	No hay pruebas de sensibilización por contacto dérmico prolongado según ISO 10993-10
Nivel de proteínas	50 µg/g o menos del total de proteínas extraíbles
Prevención de alergias	Ninguna

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

Ausencia de perforaciones (AQL)	0.65 AQL
Método de esterilización	Irradiación GAMMA (25 kGy)
Probado para su uso con fármacos de quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Penetración vírica	Supera ASTM F1671 con Phi X 174, Supera ISO 16604 con Phi X 174

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Normas del producto	ASTM D3577, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374- 5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282
Normas de Calidad / Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Certificación del Producto	EU: CE Marked to MDD 93/42/EEC (Class IIa), PPE Regulation (EU) 2016/425 (Cat. III risks) US: 510K # K983489, Class I

¹ ASTM standards refer to ASTM D3577. ² EN standards refer to EN 455-2. ³ ISO standards refer to ISO 10282.

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

Norteamérica US Tel: 800 952 9916 CA Tel: 1-844-494-7854 Email: insidesalesus@ansell.com	América Central y del Sur Tel: +52(442) 296 20 50 Email: csllac@ansell.com Brazil Tel: +55-11-3356-3100 Email:	Europa, Oriente Medio y África Tel: +32 (0)2 528 74 00 Email: info@ansell.eu	Asia Pacífico Tel: +603 8310 6688 Email: apac.medical@ansell.com	Australia y Nueva Zelanda Tel: +61 3 9270 7270 Email: protection@ap.ansell.com
---	---	---	--	--

MEDI-GRIP® Latex Standard

GUANTES QUIRÚRGICOS

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envasado	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
Fecha de caducidad	3 years
Instrucciones de almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Recomendaciones de eliminación	Los guantes y la bolsa deben desecharse como residuos clínicos. La caja de embalaje interno de papel y la caja exterior son reciclables, pero pueden desecharse como residuos clínicos.

CÓDIGOS DE PRODUCTO ANSELL

Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
5.5	330200755	6	330200760	6.5	330200765
7	330200770	7.5	330200775	8	330200780
8.5	330200785	9	330200790		



EN ISO 374-1:2016
Type B



EN ISO 374-5



Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

Norteamérica

US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

América Central y del Sur

Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazil
Tel: +55-11-3356-3100
Email:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África

Tel: +32 (0)2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacífico

Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia y Nueva Zelanda

Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com