

 FATCO SALUD & CIA S.A.S	Proceso: GESTION DE LA CALIDAD	FT-TEX-37
	FICHA TÉCNICA: TORNQUETE ELÁSTICO SIN LÁTEX	Versión: 01
		Página: 1 de 2

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: TORNQUETE ELÁSTICO SIN LÁTEX

NOMBRE COMERCIAL: TORNQUETE ELÁSTICO SIN LÁTEX DESECHABLE



PRODUCTOR	BIOHAUS
PAÍS DE ORIGEN	USA
COMPONENTES	ELASTÓMERO, NO POROSO, NO RUGOSO. NINGUN ADITIVO.

INDICACIONES Y USOS: Instrumento banda que permite detener la circulación sanguínea para contener una hemorragia grave. Su función principal es detener el fluido sanguíneo del brazo para resaltar las venas y de este modo facilitar la localización de la vena a la cual se le extraerá la sangre. Se debe revisar el uso en indicación acorde con las normas CSLI para toma de muestras.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Dimensiones: Largo 30 cm, ancho 1 cm, espesor 30 micras.
- El torniquete cumple con normas internacionales CSLI respecto a presión subjetiva (40 mm /Mg)

PRESENTACION COMERCIAL: Unitario- Bolsa por 500 unidades

EMBALAJE: Bolsa por 5000 unidades

 FATCO SALUD & CIA S.A.S	Proceso: GESTION DE LA CALIDAD	FT-TEX-37
	FICHA TÉCNICA: TORNQUETE ELÁSTICO SIN LÁTEX	Versión: 01
		Página: 2 de 2

ESTANDARES DE CALIDAD:

- ATCC- CEPAS
- ISO/EN/ANSI/AAMI/Standards
- ISO 6710 “Single use containers for venous blood specimen collection”
ANSI/AAMI/ISO 11137”” Sterilisation of health care products-Requirements for validation and routine control- Radiation sterilisation”
- En 552 “Sterilisation of medical devices – Validation and routine control of sterilisation by irradiation”
- National Committee for clinical Laboratory and Approved Standard (NCCLS), actualmente CLSI-

CONTROL DE CALIDAD: Se realiza por el operario al evaluar elasticidad del mismo.

LIMITACIONES: Idealmente es de uso único y unipersonal.

DESINFECCION: Si es uso ‘único no es necesaria. Si es de varios usos se puede limpiar con alcohol isopropílico al 70% o con una solución de hipoclorito de sodio al 5%.

VIDA UTIL: Está fabricado para resistir aproximadamente 300 usos.

PRECAUCIONES:

- Descartar el producto que no ha sido utilizado, según normatividad vigente.
- Las características del producto pueden alterarse si no se conserva apropiadamente.

ALMACENAMIENTO:

- Lugar fresco y seco
- Protegido de los rayos directos del sol.