

Lifen

Ficha Técnica

Tensiómetro digital LT-P70

Aprovecha y ahorra
al máximo comprando
+ unidades



G4 Medical | **Lenz**
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS

Síguenos en LenzColombia



Tensiómetro digital LT-P70

El **tensiómetro digital LT-P70** es un dispositivo médico cómodo desarrollado mediante el uso del principio de medición indirecta de la presión arterial, cuenta con **Tecnología Alemana** y es **aprobado por la FDA**.



INDICADOR

de movimiento

INDICADOR

ajuste correcto

3 X 45

memorias

BRAZALETE

extralargo

DE FÁCIL

uso

PANTALLA

LCD



Pregunta por los **DUCTOS** por compras al por mayor



Su función principal es medir y mostrar la presión arterial (**sistólica, diastólica y la frecuencia del pulso**) al paciente de manera automática y precisa.

Sistólica

Indica la relación de presión en la aorta cuando el músculo cardíaco se contrae.



Diastólica

En este valor la presión arterial desciende cuando el corazón se relaja de nuevo

Especificaciones técnicas

Referencia	LT- P70
Principio de medición	Oscilométrico
Rango sístole	60 mmHg ~ 230 mmHg)
Rango diástole	40 mmHg ~ 130 mmHg)
Zona de medición	Brazo superior
Ajuste de brazalete	En velcro de gran agarre
Tecnología	Alemana
Garantía	2 años
Función de memoria	3 usuarios (45 memorias cada uno)
Modo de visualización	Pantalla digital LCD de 2,5 pulgadas
Modo de operación	Operación continua
Medidas brazalete	22 cm - 42 cm (extragrande)



Accesorios

- Cable USB tipo C
- Brazalete
- Tensiómetro
- Certificación de calidad
- Manual de operación



Dimensión global	108 mm x 108 mm x 55 mm	
Peso	220g aproximadamente (sin baterías)	
Apagado automático	60 segundos después de no uso	
Modo de deflación	Desinflado rápido automático	
Rango de medición	Presión 20 mmHg ~ 280 mmHg	
	Frecuencia de pulso 30 ~ 200 bpm	
Precisión de medición	Presión ±3 mmHg o ±2% del valor medido (el que sea mayor)	
	Frecuencia de pulso ± 5%	
Fuente de alimentación	4 baterías AA (DC 6V) o Adaptador de corriente: Entrada AC100V ~ 240V, 50/60 Hz, 0.5A; Salida DC 5V 1A	
Entorno operativo	Temperatura	+5°C ~ +40°C
	Humedad	15% HR ~ 80% HR
	Presión atmosférica	80kPa~105kPa
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura	-40°C ~ +55°C
	Humedad	≤90% HR, sin condensación
	Presión atmosférica	50kPa ~106kPa

Partes del dispositivo

