



Tecnología
Alemana

Garantía
de por
VIDA

Ficha Técnica

▷ GZ-50

Kit **Fonendoscopio + Tensiómetro manual**

Universitario – profesional



Sigue las instrucciones
Para registrar tu garantía

G4 Medical
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS



El Kit lenz con tecnología alemana es usado para determinar la tensión sistólica y diastólica.

Incluye un tensiómetro manual con pera y cámara de alta resistencia que arroja información sobre la presión arterial y un fonendoscopio rappaport de doble campana, de uso adulto, pediátrico y neonatal para escuchar los sonidos procedentes del corazón y los pulmones.



Apto

para calibración



Cámara

2 vías



Incluye

estuche



Garantía

de por vida



Brazalete

impermeable



Cabezal

intercambiable



Manómetro

shock proof



Identifica
el patrón de calibración



Todos nuestros tensiómetros han sido sujeto a procesos de **marcación, certificación** y control de **fabrica**.




Consulta el **patrón en el manómetro**, este es necesario para la **calibración**, mejor **trazabilidad** y cumplimiento de las normas vigentes.



Abre el empaque y encuentra un **desprendible** con las instrucciones de registro de tu **garantía de por vida**.
[Ver pag 4](#)

Cámara vulcanizada

Cámara fabricada en **material de alta resistencia**, sin pegues ni divisiones y con aplicación de un proceso químico de **vulcanización**.



Este proceso **calienta a 120°C** el material de la **cámara + azufre** y otros elementos = hasta lograr una **combinación de materiales, resultando en;**



Más resistencia al calor
Adquiere propiedades de endurecimiento y termoresistencia.



Mas flexibilidad
Mejora sus propiedades y capacidades elásticas.



Más Resistencia y protección
Resistencia al desgaste y a cualquier tipo de abrasión.

Especificaciones tensiómetro manual

Referencia Kit	GZ-50	
Referencia tensiómetro	XB 11 300 (SS-20A)	
Cámara	2 vías	
Ajuste de brazalete	En velcro de gran agarre	
Deflación	Válvula liberadora de aire	
Detección de presión	Sensor integrado en silicio	
Garantía	de por vida	
Medidas cámara	22,5 cm ancho X 12 cm alto	
Rango de brazo	25,4 cm a 46,6 cm	
Medidas brazalete	53 cm ancho x 14 cm alto	
Material pera y cámara	Látex de alta resistencia	
Colores	Navy, rosado, púrpura, royal, negro	
Almacenamiento y transporte	Temperatura	-20 °C ~ 70°C
	Humedad	Sin condensación 85%

 Brazalete impermeable

 Cámara dos vías

 Pera y cámara en látex

 Llave de ajuste

 Cámara vulcanizada




- 1 Estuche en nylon
- 2 Manómetro de precisión
- 3 Llave de ajuste

- 4 Vías (tubos)
- 5 Pera con válvula
- 6 Brazalete impermeable

Especificaciones Fonendoscopio rappaport

Referencia Kit	GZ-50	
Referencia	SS-30C	
Tipo de manguera	Dual en PVC (rappaport)	
Material olivas	Plástico ABS	
Cabezal doble	Intercambiable	
Campana	Plateada de doble membrana	
Garantía	de por vida	
Tamaño membrana	Adulto (diámetro 4,5 cm)	
	Pedriática (diámetro 2,5 cm)	
Conducción de sonido	Resistente a interferencia ambiental	
Incluye	Bolsa multibolsillos transparente	
Colores	Navy, rosado, púrpura, royal, negro	
Almacenamiento y transporte	Temperatura	-20 °C ~ 70°C
	Humedad	Sin condensación 85%

-  Cabezal doble **intercambiable**
-  Uso adulto **pediátrico y neonatal**
-  Manguera doble **en pvc**
-  Set de **accesorios**
-  Auscultación de **bajas frecuencias**



- 1

Puntas auditivas
- 2

Bineurales
- 3

Muelle
- 4

Manguera
- 5

Barra fijadora
- 6

Pieza torácica
- 7

Campana bajas frecuencias
- 8

Diafragma
- 9

Kit de repuestos

Políticas de garantía

Escanea y
conoce
las políticas de
garantía



Registro de garantía de por vida

1

Identifica

el desprendible con las instrucciones de registro.



2

Escanea el Qr o ingresa al link.

www.lifenmedical.com/garantias



3

Regístrate

Llena el formulario de registro con los datos solicitados.
Activa tu cuenta dando click al enlace enviado a tu correo.

4

Inicia sesión

Logueate con el email y contraseña registrados.

5

Activa tu garantía

Escribe el número de chasis, referencia y color. Finaliza el proceso.



Guarda tu certificado de garantía

El certificado de registro de tu garantía llegará al correo registrado.