



Tecnología
Alemana



Ficha Técnica

▷ XB 11 300 (SS-20A)

Tensiómetro manual

Medidor de presión arterial



Sigue las instrucciones
para el registro
de tu garantía de por vida

G4 Medical
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS



El tensiómetro manual LENZ es perfecto para una toma de presión arterial confiable y exacta.

Su brazalete ejerce presión alrededor del brazo del paciente, gracias a una pera de alta calidad con filtro de polvo y a su cámara vulcanizada de alta resistencia.



Apto

para calibración



Cámara

2 vías



Incluye

estuche



Manómetro

shock proof



Brazalete

impermeable



Filtro

antipolvo-pera



Garantía

de por vida



Identifica el patrón de calibración



Todos nuestros tensiómetros han sido sujeto a procesos de **marcación, certificación** y control de **fabrica**.



Consulta el **patrón en el manómetro**, este es necesario para la **calibración**, mejor **trazabilidad** y cumplimiento de las normas vigentes.



Abre el **empaquete** y encuentra un **desprendible** con las instrucciones de registro de tu **garantía de por vida**.
[Ver pag 2](#)

Especificaciones Técnicas


Referencia	XB 11 300 (SS-20A)
Cámara	2 vías
Ajuste de brazalete	En velcro de gran agarre
Deflación	Válvula liberadora de aire
Detección de presión	Sensor integrado en silicio
Garantía	de por vida
Medidas cámara	22,5 cm ancho X 12 cm alto
Rango de brazo	25,4 cm a 46,6 cm
Medidas brazalete	53 cm ancho x 14 cm alto
Material pera y cámara	Látex de alta resistencia
Incluye	Llave de ajuste

¿Qué incluye ?

- Estuche manicartera
- Brazalete en nylon
- Llave de ajuste
- Pera con válvula
- Manómetro
- Cámara vulcanizada

1
2
3
4
5
6

Almacenamiento y transporte	Temperatura	-20 °C ~ 70°C
	Humedad	(Sin condensación 85%)



Cámara vulcanizada

Cámara fabricada en material de alta resistencia, sin pegues ni divisiones y con aplicación de un proceso químico de **vulcanización**.

Este proceso **calienta a 120°C** el material de la **cámara** junto con **azufre** y otros elementos hasta lograr una **combinación de materiales**, resultando en;



- 
Más resistencia al calor
Adquiere propiedades de endurecimiento y termoresistencia.
- 
Más flexibilidad
Mejora sus propiedades y capacidades elásticas.
- 
Más Resistencia y protección
Resistencia al desgaste y a cualquier tipo de abrasión.

Registro de garantía de por vida

Políticas de garantía



- 1** **Identifica**
el desprendible con las instrucciones de registro



- 2** **Escanea el Qr**
o ingresa al link
www.lifenmedical.com/garantias

Escanea y
conoce
las políticas de
garantía



- 3** **Regístrate**
Llena el formulario de registro con los datos solicitados.
Activa tu cuenta dando click al enlace enviado a tu correo
- 4** **Inicia sesión**
Loguete con el email y contraseña registrados
- 5** **Activa tu garantía**
Escribe el número de chasis, referencia y color. Finaliza el proceso
- 
Proceso finalizado
El certificado de registro de tu garantía llegará al correo registrado



- 1 Estuche en nylon
- 2 Manómetro de precisión
- 3 Vías (tubos)
- 4 Brazalte impermeable
- 5 Pera y válvula