






Ficha Técnica

⊳ LT-N700

Nebulizador





Uso para toda la familia



Ciclo de operación 120 horas uso continuo



30 PSI Mayor duración de terapia













El nebulizador de compresión médica Lenz está diseñado para el uso de toda la familia, en el hogar. Gracias a su motor de alta calidad y a su tecnología alemana, brinda un excelente desempeño sin recalentamiento durante el periodo de uso necesario.

E		-		8	3	∞
Uso рага	Tecnología	Incluye kit	Con bolsa	Us	0	Partículas
toda la familia	Alemana	de nebulización	protectora	adul pediá		Tamaño 1 µm~5 µm (≥ 60 %)
	famadaca (Shido)	Augment Aug		P		ización rilla en silicona
					Tubo d	e aire

Partículas atomizadas

para mayor absorción

Especificaciones Técnicas

Hasta 120hrs

de operación continua

¿ Qué incluye?

en silicona

Copa dosificadora

Referencia	LT-N700	Mascarilla en silicona	1	
Fuente de alimentación	110V / 60HZ	1 filtro de algodón de repuesto	2	
Tamaño de partículas	1 μm~5 μm (≥ 60 %)	Tapa de vaso de líquido	3	
Consumo de energía	≤62V	·	4	
Tasa de nebulización	≥ 0,2 ml/min	Taza de líquido		
Capacidad taza de medicación	8 ml	Cuerpo de nebulización	5	
Presión atmosférica	50 kPa ~ 106 kPa	Tubo de conexión	6	
Dimensión	155 * 155 * 95mm	Manual de usuario y bolsa protectora	7	
Peso neto	1.26 kg			







Almacenamiento y transporte

Temperatura	5 ~ 40°C
Humedad	≤ 83% RH

Partes del dispositivo

Mascarilla Mascarilla

4

5

6

7

2 Botón de encendido y apagado

3 Copa de medicación

Soporte para copa o cámara

Aberturas de ventilación

Filtro y tapa de filtro

Tubo de aire en silicona

2

Mantenimiento

- El filtro de aire debe ser reemplazado cuando se torne de color gris.
- 2 El resto del dispositivo debe ser inspeccionado solo por personal técnico autorizado.
- Limpiar y hacer funcionar con agua caliente el nebulizador durante unos minutos para evitar obstrucciones y eliminar restos del medicamento usado.
- Todas las piezas a excepción de los filtros, pueden esterilizarse con agua caliente.