

Tecnología
Alemana



FICHA TÉCNICA

Tensiómetro

Digital 

▷ LT-P30A



APPROVED 
Administration of
Food and Medicine

Lenz

G4 Medical
EQUIPOS & SUMINISTROS MÉDICOS



El tensiómetro digital lenz mide la presión arterial de manera automática y precisa. Su sistema con altavoz es una ayuda auditiva que facilita la interpretación de los valores medidos.

Es ideal para pacientes que deben llevar un control de su presión. Cuenta con el indicador de clasificación de los niveles de presión arterial de la OMS



Detecta

latidos irregulares

Promedio

de 3 últimas lecturas

Incluye

estuche

Garantía

3 años

Operación

con un solo botón

3 x 45

memorias

Resultados

altavoz



Pantalla LCD retroiluminada

Fácil lectura en condiciones de poca luz



Brazalete extralargo
22-42 cm ancho



Fabricado bajo estándares de la OMS

#1 en
confiabilidad

Especificaciones técnicas

Referencia Kit	LT-P30A
Garantía	3 años
Tipo de inflado	Automático con bomba interna
Función de memoria	3 usuarios (45 memorias cada uno)
Medidas brazalete	46,5 cm de ancho
Frecuencia de pulso	30 ~ 200 bpm/±5%
Zona de medición	Brazo superior
Método de medición	Oscilométrico
Rango sístole	60 mmHg ~ 230mmHg
Rango diástole	40 mmHg ~ 130mmHg
Frecuencia de presión	0-280mmHg(0-37.3kPa) /±3mmHg(±0.4kPa)

Accesorios
incluidos



Cable USB - Tipo C



Brazalete extralargo
Adulto



Bolsa de transporte



APROBADO
Administración de
Alimentos y Medicamentos



Almacenamiento y transporte	
Temperatura	-40 °C ~ 55°C
Humedad	≤ 93% (sin condensación)
Presión atmosférica	50 kPa ~ 106 kPa

Partes del dispositivo



- 1 Fecha
- 2 Pantalla LCD
- 3 Botón ON/OFF

- 4 Carga de Batería
- 5 Indicador de presión
- 6 Hora

Cómo ponerte el brazalete de tu Tensiómetro Digital



Paso 1

El borde inferior del brazalete debe estar a 2-3 cm del pliegue del codo.



Paso 2

El brazalete debe estar a la misma altura del corazón.



Paso 3

Presiona el botón de encendido y empezará la medición.