



## ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

| FICHA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del producto:</b><br>10133                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Denominación Técnica:</b><br>Casete de peróxido de hidrógeno – STERRAD® NX™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Unidad de Medida (UoM):</b> Caja con 5 unidades. Cada unidad de casete tiene 10 ampollas. Cada casete podrá realizar hasta 5 ciclos de esterilización.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción General</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p>El casete de peróxido de hidrógeno STERRAD® para el sistema STERRAD® NX™ y el sistema STERRAD® NX™ ALLClear™ está compuesto de una barra plástica que contiene 10 ampollas de peróxido de hidrógeno al 59%, volumen de 1,8 ml para cada ampolla, presentado en un empaque de cartón primario, sellado dentro de una bolsa plástica. El usuario debe de confirmar la fecha de caducidad del casete, como también el indicador de fuga para peróxido de hidrógeno contenido en la caja de cartón. Un eventual escape de peróxido de hidrógeno se mostrará por un cambio de color que el usuario puede comparar con las tonalidades de referencia contenidas en las Instrucciones de Uso del producto.</p> |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Concentración H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>:</b> 59%,                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Indicaciones de uso:</b><br>El casete se introduce en el equipo, después de retirarse de su empaque de cartón primario. El equipo STERRAD® NX™ al concluir el uso del producto lo descartará en una caja recolectora de casetes existente dentro del equipo de esterilización y avisará al usuario cuando la misma tenga su capacidad llena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cantidad de ampollas por casete:</b><br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Volumen de cada ampolla:</b> 1,8 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vencimiento:</b> 12 meses<br>Nota: después de insertado en la máquina, el usuario tiene 10 días para utilizarlo, caso contrario automáticamente el casete será rechazado y devuelto al operador, que no podrá volver a utilizarlo.                                                                                             | <b>Almacenamiento:</b> Almacenar en temperaturas entre 15 y 30°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Desecho</b><br>El equipo STERRAD® NX™ al concluir el uso del producto lo descartará en una caja recolectora de casetes existente dentro del equipo de esterilización y avisará al usuario cuando la misma tenga su capacidad llena. El usuario debe desechar los casetes de acuerdo a las directivas de cada institución/país. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nota: consulte siempre el instructivo de uso o el Manual del Operador del Esterilizador STERRAD® NX™ para información adicional y advertencias.**