

medix 4DryField® PH

FICHA TÉCNICA: BARRERA ANTIADHERENTE Y HEMOSTÁTICO 4DRYFIELD PH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

4dryfield es un dispositivo en polvo que cumple función hemostática y en gel que se convierte en barrera anti adherente que evita la incidencia, la extensión y la gravedad de las adherencias en los tejidos, posterior a un procedimiento quirúrgico.

MATERIAL:

Agente a base de almidón diseñado funcionalmente, partículas hidrofílicas.

MEDIDAS: 3gr y 5gr

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD:

Aplicar directamente el producto en la estructura deseada.
Almacenar a temperatura ambiente (15o a 30oc) en un lugar limpio y seco.
No refrigerar. No exponer a calor extremo.

INDICACIONES:

Esta destinado para ser usado como complemento para cirugías abiertas y laparoscópica para proveer hemostasia y para evitar y/o reducir la incidencia, la extensión y gravedad de las adherencias postoperatorias en el sitio quirúrgico. Cirugía de columna vertebral, cirugía ortopédica , cir. Gastro intestinal, cir. De tumores, cir. De transplante, cir. De quemados, cr. Plástica, cirugía abdominal, cirugía cardo-torácica, cirugía urológica, cirugía ginecológica, cir. Pediátrica, cir. General, cir. Vascular

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020DM-0021248

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente (15o a 30oc) en un lugar limpio y seco. No refrigerar. No exponer a calor extremo.

PRODUCTOS / REFERENCIAS SK0001-EU SK0003-EU SK0005-EU SK0009-EU