



Medline Industries Ltd
Three Lakes Dr,
Northfield, IL 60093,
Estados Unidos



Ficha técnica

Nebulizadores de pequeño volumen MICRO MIST®

Referencia(s)

Referencia	MICRO MIST®	Pieza en T	Boquilla	Tubo de reservorio de 15 cm	Tubo de 210 cm	Conector para tubo estándar	Conector para tubo universal	Mascarilla de adulto	Mascarilla pediátrica
1880*,**	X								
1881	X	X	X						
1882	X	X	X		X	X			
1883*	X	X	X	X	X	X			
1884	X	X	X		X		X		
1885	X				X	X		X	
1886	X				X	X			X

* Ref. 1883 y 1880 cuentan con tapa de 18 mm y pieza en T. Todos los demás tienen conectores de 22 mm.
** Ref. 1880 no contiene DEHP. Todas las demás referencias contienen DEHP.
Flujo recomendado: 8 litros por minuto, volumen en ml: 6, MMAD: 2,7 micras, velocidad de nebulización: 0,34 ml/min

Información de Registro

Producto	MICRONEBULIZADORES
Marca	HUDSON RCI, UP DRAFT, OPT NEB, NEB U MIST, MICROMIST
Registro Sanitario	INVIMA2019DM-0019312
vigencia registro	FEBRERO 2029 – 10 años
Fabricante	TELEFLEX MEDICAL INC, MEDLINE INDUSTRIES, LP
Riesgo	IIA
Presentación	Caja por 20, 50 unidades
Usos	Para ser usados en la terapia intermitente de aerosol para suministrar agentes inhalatorios para mejorar la función respiratoria
País de origen	México, Estados Unidos
Fecha emisión registro	4 febrero 2019
Expediente	20157701
Vida útil	5 años, uso único por paciente
Tipo dispositivo	No invasivo
GMDN	35457
Componentes	Revestimiento de mascarilla, tubo de suministro y conexión de tubo banda para la cabeza, válvulas unidireccionales, reservorio, adaptadores
Material componentes	Polipropileno, LDPE, polisopreno, aluminio, PVC, EVA. Libre de látex
Condiciones almacenamiento	Condiciones generales de almacenamiento

Referencia	Código IDM	descripción	empaque
1880	14026704645876	Nebulizador Micromist	Caja por 50
1881	14026704627131	Nebulizador Micromist con T	Caja por 50
1882	54026704595919	Micro nebulizador Micromist con T y pieza bucal	Caja por 50
1883	14026704670861	Micro nebulizador Micromist con T y pieza bucal y reservorio	Caja por 50
1884	14026704595935	Micromist con T	Caja por 50
1885	14026704645920	Micronebulizador Micromist con mascara elongada adulto	Caja por 50
1886	14026704670892	Micronebulizador Micromist con mascara elongada pediátrica	Caja por 50

Descripción

Los nebulizadores de pequeño volumen se utilizan para nebulizar medicamentos líquidos para su inhalación. El fármaco se introduce en el nebulizador correspondiente (MICRO MIST®, UP-DRAFT®, UP-DRAFT® II) que se conecta a una fuente de aire comprimido u oxígeno a través de un tubo de oxígeno. Al suministrar el aire comprimido/oxígeno con el flujo necesario, se crea un efecto Venturi en el nebulizador que arrastra el medicamento a lo largo de una placa de distribución verde y lo dispara contra una placa deflectora a través de la cual se generan aerosoles del tamaño adecuado. El tamaño de los aerosoles generados permite su inhalación. Dependiendo de la configuración, se dispone de una boquilla o de mascarillas de aerosol para su inhalación. Dependiendo de la configuración, existen también otros accesorios, como secciones tubulares que sirven de depósito del medicamento nebulizado, o un conector en T al que se acopla el nebulizador, que a su vez sirve de distribuidor y al que se acoplan la boquilla y el tubo del reservorio. No utilizar en varios pacientes (uso en un solo paciente).

Materiales principales

Nebulizador: Poli estireno (recipiente y chorro), polipropileno (tapa)	Carcasa de la mascarilla, tubo de suministro, conectores de tubo: Poli cloruro de vinilo
Pieza en T: Polietileno	Tira de refuerzo: aluminio
Boquilla: Polietileno	Tira elástica con herretes: Nylon, Spandex
Tubo del reservorio: Acetato de vinilo de etileno o polietileno	Válvula: Poliisopreno

No fabricada con látex de caucho natural

Cantidad por caja

Envasado individual en bolsas de plástico. 50 unidades por caja.

Envasado

Bolsa individual de polietileno no estéril (PE)

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Clase: IIb no estéril

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.



1883

NEBULIZADOR MICRO MIST®

El nebulizador Micro Mist es un nebulizador de alto rendimiento que ofrece un tamaño de partículas óptimo en ángulos de hasta 90°. Su diseño único maximiza las opciones de colocación, sin sacrificar la calidad del aerosol. Se utiliza para terapia de aerosol intermitente y puede confiar en la observación del rendimiento y de la economía.

- Se administra un tamaño de partículas óptimo en velocidades de nebulización eficaces.
- Rendimiento constante en ángulos de hasta 90°, lo que permite un suministro flexible de medicamentos.
- El chorro se mantiene en su lugar a menos que lo quite intencionalmente.
- Tapa roscada de sellado fácil y jarra anti-derrame con capacidad de 6 cc para evitar fugas.
- Caudal de flujo recomendado: 8 lpm
- Disponible con conectores de sonda estándar universal o ClearConnect™ Secure Tubing

Empaquetado individualmente, 50 por caja.

