



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093

47.949.5500
00.MEDLINE (633.5463)



FICHA TECNICA

EXUDERM

Producto	APOSITO HIDROCOLOIDE	
Marca	MEDLINE	
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0018305	
vigencia registro	18 de Julio de 2028	
Fabricante	MEDLINE	
Pais de Origen	Estados Unidos	
Riesgo	IIb	
Presentaciones	MSC55225cm x 5cm – 10/BX MSC522H5cm x 5cm – 1EA MSC554410cm x 10cm – 10BX MSC5544H10cm x 10cm – 1EA MSC556615cm x 15cm – 5BX MSC5566H15cm x 15cm – 1EA MSC557010cm x 9cm – 10BX MSC5570H10cm x 9cm – 1EA MSC557516cm x 16.5cm – 5BX MSC5575H16cm x 16.5cm – 1EA MSC558820cm x 20cm – 5BX MSC5588H20cm x 20cm – 1EA MSC510010cm x 10cm – 10/BX MSC5100H10cm x 10cm – 1EA MSC512515cm x 15cm – 5BX MSC5125H15cm x 15cm – 1EA MSC54225cm x 5cm – 20/BX MSC5422H5cm x 5cm – 1EA MSC544410cm x 10cm – 10BX MSC5444H10cm x 10cm – 1EA MSC546615cm x 15cm – 5BX MSC5466H15cm x 15cm – 1EA MSC547010cm x 9cm – 10BX MSC5470H10cm x 9cm – 1EA MSC547516cm x 16.5cm – 5BX MSC5475H16cm x 16.5cm – 1EA MSC548820cm x 20cm – 5BX MSC5488H20cm x 20cm – 1EA	
Usos	- Úlceras venosas - Lesiones por presión	



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093

47.949.5500
00.MEDLINE (633.5463)



	• Heridas con exudado de bajo a medio. • Quemaduras de primer y segundo grado • Sitios donantes • Úlceras de pie diabético • Laceraciones y abrasiones. • Uso único por paciente
Metodo esterilización	Estéril / Rayos Gamma / Un solo uso por paciente
Vida Útil	5 años
Componentes	Es una película exterior de poliuretano, copolímero elastómero, ciclodextrina, un adhesivo de hidrocarburo a base de petróleo resina, aceite mineral y absorbente de celulosa.
Material componentes	Poliuretano, copolímero elastómero, ciclodextrina, adhesivo de hidrocarburo a base de petróleo resina, aceite mineral y absorbente de celulosa
Descripción	Barrera protectora translúcida que permite la observación constante de la herida, contiene ciclodextrinas para absorber y controlar el olor, tiene un perfil bajo y borde cónico para ayudar a mejorar la conformabilidad y reducir el riesgo de que los bordes del apósito se enrollen, ayuda a facilitar la cicatrización local de la herida en un entorno de cicatrización húmedo. Con tecnología de ciclodextrina que ayuda a absorber el olor.
Características	El apósito hidrocoloide Exuderm es ideal para heridas con drenaje de ligero a moderado, proporciona una barrera protectora translúcida que facilita la cicatrización local de la herida en un entorno de cicatrización húmedo, tiene un perfil bajo con borde cónico, tiene un soporte liso de baja fricción para un uso más prolongado, contiene ciclodextrinas que ayudan a absorber y controlar el olor, además proporciona una barrera protectora translúcida que permite observar la herida.
Instrucciones de Uso	1. Saque el apósito del empaque, este puede recortar a medida. 2. Coloque el apósito sobre la herida, con el lado adhesivo hacia la herida. 3. Asegure el apósito sobre la piel, presionando los bordes, puede usarse un apósito secundario como Optifoam Gentle.   
Frecuencia de cambio	Los apósitos pueden dejarse colocados hasta 7 días o se pueden cambiar con más frecuencia dependiendo de la cantidad de exudado o las condiciones de la herida.
Contraindicaciones y Advertencias	Quemaduras de tercer grado
Condiciones de almacenaje	Almacenar a temperatura ambiente Evitar los rayos solares directos Evitar la humedad